




Педиатрические Имплантаты

www.chm.eu


СТЕРЖЕНЬ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ø [мм]	L [мм]	№ по кат.
1,5	440	3.5089.440
2	440	3.5090.440
2,5	440	3.5091.440
3	440	3.5092.440
3,5	440	3.5093.440
4	440	3.5094.440



Винт слепой


Ø [мм]	L [мм]	№ по кат.
5,5	15	3.5088.055



Максимальный диаметр стержня 2,5 мм

Винт слепой

Ø [мм]	L [мм]	№ по кат.
7,5	28	3.5088.075





Максимальный диаметр стержня 4 мм

ПОКАЗАНИЯ

- переломы нижних конечностей у детей и миниатюрных пациентов
- переломы верхних конечностей у всех пациентов
- переломы костей с узким костномозговым каналом


Инструменты для эластичных стержней 40.6380.500

№		Название	шт.	№ по кат.
1		Держатель	1	40.6381.000
2		Шило 5,0	1	40.6382.000
3		Шило 3,2	1	40.6383.000
4		Сверло 5,0	1	40.6384.000
5		Сверло 3,2	1	40.6385.000
6		Держатель	1	40.6386.000
7		Импактор-экстрактор	1	40.6387.000
8		Прибор для резания стержней	1	40.6388.100
9		Пробойник	1	40.6389.000
10		Пробойник	1	40.6390.000
11		Массивные плоскогубцы для изгиба проволоки с конусным захватом с молотком щелевидным	1	40.3198.000
12		Направитель-протектор 5,0	1	40.2539.050
13		Молоток щелевидный	1	40.4595.000
14		Щипцы для резания проволоки упрочненные 23см (max диаметр сечения проволоки 2мм)	1	40.3176.000

Инструменты для эластичных стержней 40.6380.500

№		Название	шт.	№ по кат.
15		Отвертка T15	1	40.0670.000
16		Отвертка T25	1	40.0671.000
17		Подставка	1	40.6399.500

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ Д/Б/БЕРЦОВОЙ К.



L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь
180	3,5	1.2533.180	180	4	1.2534.180	180	4,5	1.2535.180
190		1.2533.190	190		1.2534.190	190		1.2535.190
200		1.2533.200	200		1.2534.200	200		1.2535.200
210		1.2533.210	210		1.2534.210	210		1.2535.210
220		1.2533.220	220		1.2534.220	220		1.2535.220
230		1.2533.230	230		1.2534.230	230		1.2535.230
240		1.2533.240	240		1.2534.240	240		1.2535.240
250		1.2533.250	250		1.2534.250	250		1.2535.250
260		1.2533.260	260		1.2534.260	260		1.2535.260
270		1.2533.270	270		1.2534.270	270		1.2535.270
280	4	1.2533.280	280	4	1.2534.280	280	4,5	1.2535.280
290		1.2533.290	290		1.2534.290	290		1.2535.290
300		1.2533.300	300		1.2534.300	300		1.2535.300

доступные

Ø [мм] шаг 1 мм	2,5÷6
L [мм] шаг 5 мм	180÷300

для стержней Ø3,5 - 4,0



Сталь
1.1022.014-40

для стержней Ø4,5



Сталь
1.1203.008-045



Телескопическая втулка для большеберцовой кости


L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь
80	3,5	1.2543.080	80	4	1.2544.080	80	4,5	1.2545.080
90		1.2543.090	90		1.2544.090	90		1.2545.090
100		1.2543.100	100		1.2544.100	100		1.2545.100
110		1.2543.110	110		1.2544.110	110		1.2545.110
120		1.2543.120	120		1.2544.120	120		1.2545.120
130		1.2543.130	130		1.2544.130	130		1.2545.130
140		1.2543.140	140		1.2544.140	140		1.2545.140
150		1.2543.150	150		1.2544.150	150		1.2545.150

доступные

Ø [мм] шаг 1 мм	2,5÷6
L [мм] шаг 5 мм	180÷150

Применять с инструментарием [40.4580.500] и [40.5080.500]

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ Д/БЕДРЕННОЙ К.



L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь
180		1.2512.180	180		1.2513.180	180		1.2514.180
190		1.2512.190	190		1.2513.190	190		1.2514.190
200		1.2512.200	200		1.2513.200	200		1.2514.200
210		1.2512.210	210		1.2513.210	210		1.2514.210
220		1.2512.220	220		1.2513.220	220		1.2514.220
230		1.2512.230	230		1.2513.230	230		1.2514.230
240	3,5	1.2512.240	240	4	1.2513.240	240	4,5	1.2514.240
250		1.2512.250	250		1.2513.250	250		1.2514.250
260		1.2512.260	260		1.2513.260	260		1.2514.260
270		1.2512.270	270		1.2513.270	270		1.2514.270
280		1.2512.280	280		1.2513.280	280		1.2514.280
290		1.2512.290	290		1.2513.290	290		1.2514.290
300		1.2512.300	300		1.2513.300	300		1.2514.300

доступные	●
Ø [мм] шаг 1 мм	3÷6
L [мм] шаг 5 мм	180÷350



Телескопическая втулка для бедренной кости

L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь	L [мм]	Ø	Сталь
120		1.2522.120	120		1.2523.120	120		1.2524.120
125		1.2522.125	125		1.2523.125	125		1.2524.125
130		1.2522.130	130		1.2523.130	130		1.2524.130
135	3,5	1.2522.135	135	4	1.2523.135	135	4,5	1.2524.135
140		1.2522.140	140		1.2523.140	140		1.2524.140
145		1.2522.145	145		1.2523.145	145		1.2524.145
150		1.2522.150	150		1.2523.150	150		1.2524.150


доступные	○
Ø [мм] шаг 1 мм	3÷6
L [мм] шаг 5 мм	100÷150

Применять с инструментарием [40.4580.500] и [40.5080.500]

ПОКАЗАНИЯ

- переломы большеберцовой и бедренной кости у детей и молодёжи
- предотвращение переломов и деформаций костей у детей и молодёжи в случае несовершенного остеогенеза.

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Винт слепой М4

№ по кат.	
A	Сталь
+2,5	1.2104.004




Винт слепой М5

№ по кат.	
A	Сталь
+2,5	1.2530.000



Ограничивающий винт М5

№ по кат.	
Сталь	
1.2529.005	




Винт кортикальный самонарезающий Ø2,7


№ по кат.	
L [мм]	Сталь
8	1.1203.008
10	1.1203.010
12	1.1203.012
14	1.1203.014
16	1.1203.016
18	1.1203.018
20	1.1203.020
22	1.1203.022
24	1.1203.024
26	1.1203.026
28	1.1203.028
30	1.1203.030
32	1.1203.032
34	1.1203.034
36	1.1203.036
38	1.1203.038
40	1.1203.040
45	1.1203.045

доступные

L [мм]	доступные
6+45	






Блокирующий винт Ø1,5/2,7




№ по кат.	
L [мм]	Сталь
14	1.1022.014
16	1.1022.016
18	1.1022.018
20	1.1022.020
22	1.1022.022
24	1.1022.024

Инструменты д/телес.стержней бедра и б/берцовой к. 40.4580.500

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Целенаправитель проксимальный Б	40.4585	1
2		Винт крепежный М4	40.4586	1
3		Ключ торцовый S6	40.4587	1
4		Импактор-экстрактор	40.4588	1
5		Направитель-протектор 7/5	40.4589	1
6		Направитель В Киршнера 5/2	40.4590	1
7		Измеритель длины винта	40.4591	1
8		Целенаправитель дистальный	40.1344	1
9		Молоток щелевидный	40.4595	1
10		Соединитель М4	40.4596	1
11		Отвертка шестигранная S2,5	40.0321	1
12		Шаблон стержня	40.4581	5
13		Выгибатель	40.4511	2
14		Спица Киршнера 2,0	40.4583	3
15		Сверло канюлированное 6/2,2/150	40.4584	1
16		Спица Киршнера 1,5/180	40.4592.180	3

№		Название	№ по кат.	Шт.
17		Подставка д/инструментов д/стержней мелких костей	40.4597.500	1

Инструменты д/телес.стержней бедра и б/берцовой к. 40.5080.500

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Спица Киршнера 1,0/200	40.4814.200	4
2		Держатель с зажимкой М5	40.5081.000	1
3		Держатель М4	40.5082.000	1
4		Проводник для стержня	40.5083.000	1
5		Проводник для стержня М4 (большеберц.)	40.5084.000	1
6		Направитель для стержня М2,5 (большеберц.)	40.5085.000	1
7		Подставка	40.5089.500	1

ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ (ПОДТАРАННЫЙ)




№ по кат.				
Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12
3.1730.000	3.1731.000	3.1732.000	3.1733.000	3.1734.000
Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12
цвета				

ПОКАЗАНИЯ


- выраженная плоско-вальгусная стопа
- контрактурная плоско-вальгусная стопа
- статическая плоско-вальгусная стопа с укороченным Ахилловым сухожилием

Инструменты для канюлированных (подтаранных) винтов 40.6590.000

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Спица-направитель 2,0	40.6597.000	1
2		Мера 8	40.6592.000	1
3		Мера9	40.6593.000	1
4		Мера 10	40.6594.000	1
5		Мера 11	40.6595.000	1
6		Мера 12	40.6596.000	1
7		Отвертка S4	40.6591.000	1
8		Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
9		Подставка	40.6599.000	1


Пластина стерно-костальная

L [мм]	№ по кат.
	Титан
180	3.6116.180
205	3.6116.205
230	3.6116.230
255	3.6116.255
280	3.6116.280
305	3.6116.305
330	3.6116.330
355	3.6116.355
380	3.6116.380
405	3.6116.405
430	3.6116.430




Пластина поперечная

L [мм]	№ по кат.
	Титан
45	3.6118.045
50	3.6118.050
55	3.6118.055



Пластина поперечная двойная

L [мм]	A [мм]	№ по кат.
		Титан
60	15	3.6119.015
65	20	3.6119.020
70	25	3.6119.025
75	30	3.6119.030
80	35	3.6119.035



Пластины поперечные [3.6118.xxx], [3.6119.xxx] предназначены исключительно для использования с блокиратором пластины [3.6117.000].

Пластина – блокиратор

№ по кат.
Титан
3.6117.000




Поддон для имплантатов - Пластины стерно-костальные 40.5843.000





Пластина поперечная 0°

№ по кат.
Титан
3.6114.000



Пластина поперечная

	№ по кат.	
	Титан	
α	левый	правый
10°	3.6113.010	3.6112.010
20°	3.6113.020	3.6112.020




Пластины поперечные [3.6112.xxx], [3.6113.xxx], [3.6114.xxx] предназначены исключительно для использования с бло-
катором пластины [3.6115.000].

Пластина-блокатор

№ по кат.
Титан
3.6115.000



Поддон для имплантатов - Пластины стерно-косталь-
ные 40.5843.500



ПОКАЗАНИЯ

Пластина стерно-костальная используется в лечении:


- деформации грудной клетки,
- в частности воронкообразной деформации грудной клетки (*лат. pectus excavatum*) методом др. Нусса.

Метод лечения с применением пластины стерно-костальной, заключается в введении под грудину пластины, корректирующей деформацию и предназначен прежде всего для детей в период роста (*когда ребра и реберные хрящи не являются слишком податливыми и слишком жесткими*). Рекомендуемый оптимальный возраст для реконструкции находится в пределах от 12 до 16 лет.

Инструменты для стерно-костальных пластин 40.5841.000

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Распатор L=510мм	40.5846.510	1
2		Выгибатель для пластин	40.5848.000	1
3		Манипулятор	40.5847.000	1
4		Манипулятор	40.5847.100	1
5		Отвертка T15	40.5845.000	1
6		Plate trialШаблон пластины L=180мм	40.5844.180	1
7		Шаблон пластины L=205мм	40.5844.205	1
8		Шаблон пластины L=230мм	40.5844.230	1
9		Шаблон пластины L=255мм	40.5844.255	1
10		Шаблон пластины L=280мм	40.5844.280	1
11		Шаблон пластины L=305мм	40.5844.305	1
12		Шаблон пластины L=330мм	40.5844.330	1
13		Шаблон пластины L=355мм	40.5844.355	1
14		Шаблон пластины L=380мм	40.5844.380	1
15		Шаблон пластины L=405мм	40.5844.405	1
16		Шаблон пластины L=430мм	40.5844.430	1
17		Подставка	40.5842.000	1
18		Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
19		Алюминиевая перфорированная крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

Дополнительные инструменты




Распатор
 L=480мм [40.5840.480],
 L=510мм [40.5840.510],
 L=570мм [40.5840.570].



Распатор не является частью понадстандартной комплектации и не входит в состав набора инструментов [40.5841.000].

Сплошная головка эндопротеза головки лучевой кости

Н [мм]	№ по кат.		
	Ø20	Ø22	Ø24
10	7.3696.010	7.3697.010	7.3698.010
12	7.3696.012	7.3697.012	7.3698.012
14	7.3696.014	7.3697.014	7.3698.014



Стержень эндопротеза головки лучевой кости [4.3690.000]



Ножка угловая эндопротеза головки лучевой кости [4.3691.000]





ПОКАЗАНИЯ

Показаниями к имплантации эндопротеза головки лучевой кости в случае ее многооскольчатого перелома (*Тип III по классификации Массона*) являются следующие сопутствующие повреждения:

- вывих локтевого сустава с переломом головки лучевой кости (*Тип IV*),
- повреждение медиальной окольной связки,
- повреждение латеральной окольной локтевой связки,
- повреждение типа Monteggia с переломом локтевого отростка и головки лучевой кости,
- перелом большей части венечного отростка (*тип II i III*),
- сопутствующие повреждения дистального лучелоктевого сустава (*мунa Essex-Lopresti*) или повреждение межкостной перепонки,
- сочетание вышеуказанных повреждений - комплексное повреждение и нестабильность (*complex injury and instability*).


Инструменты для эндопротез головки лучевой кости 40.5231.000

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Рашпиль для лучевой кости	40.5232.000	1
2		Напильник костный изогнутый, прямоугольный	40.5233.000	1
3		Импактор ножки эндопротеза ГЛК	40.5234.000	1
4		Захват стержня эндопротеза ГЛК	40.5235.000	1
5		Тестовая головка эндопротеза ГЛК	40.5236.000	1

№		Название	№ по кат.	Шт.
6		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 Н10	40.5237.010	1
7		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 Н12	40.5237.012	1
8		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 Н14	40.5237.014	1
9		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 Н10	40.5238.010	1
10		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 Н12	40.5238.012	1
11		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 Н14	40.5238.014	1
12		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 Н10	40.5239.010	1
13		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 Н12	40.5239.012	1
14		Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 Н14	40.5239.014	1
15		Подставка для образцовых мер головок эндопротез	40.5240.000	1
16		Направитель для резекции 10	40.5242.010	1
17		Направитель для резекции 12	40.5242.012	1
18		Направитель для резекции 14	40.5242.014	1
19		Подставка для эндопротез ГЛК	40.5249.000	1

6÷14. Тестовая головка эндопротеза ГЛК

Ø [мм]	H [мм]	№ по кат.
20	10	40.5237.010
20	12	40.5237.012
20	14	40.5237.014
22	10	40.5238.010
22	12	40.5238.012
22	14	40.5238.014
24	10	40.5239.010
24	12	40.5239.012
24	14	40.5239.014



16÷18 Направитель для резекции (в случае применения ножки [4.3690.000])

Сплошная головка эндопротеза головки лучевой кости H [мм]	№ по кат.
10	40.5242.010
12	40.5242.012
14	40.5242.014




Винт канюлированный компрессионный

Ø2,0/Ø3,0

L [мм]	L1 [мм]	A [мм]	Номер по каталогу	
			Сталь	Титан
10	6	4	1.1967.010	3.1967.010
12	8	5	1.1967.012	3.1967.012
14	10	5	1.1967.014	3.1967.014
16	12	6	1.1967.016	3.1967.016
18	14	6	1.1967.018	3.1967.018
20	16	7	1.1967.020	3.1967.020
22	18	7	1.1967.022	3.1967.022
24	20	7	1.1967.024	3.1967.024
26	22	8	1.1967.026	3.1967.026
28	24	8	1.1967.028	3.1967.028
30	26	8	1.1967.030	3.1967.030


самонарезающий



Ø2,5/Ø3,2

L [мм]	L1 [мм]	A [мм]	Номер по каталогу	
			Сталь	Титан
10	6	4	1.1968.010	3.1968.010
12	8	5	1.1968.012	3.1968.012
14	10	5	1.1968.014	3.1968.014
16	12	6	1.1968.016	3.1968.016
18	14	6	1.1968.018	3.1968.018
20	16	7	1.1968.020	3.1968.020
22	18	7	1.1968.022	3.1968.022
24	20	7	1.1968.024	3.1968.024
26	22	8	1.1968.026	3.1968.026
28	24	8	1.1968.028	3.1968.028
30	26	8	1.1968.030	3.1968.030

самонарезающий




Винт канюлированный компрессионный

Ø3,0/Ø4,0

L [мм]	L1 [мм]	A [мм]	Номер по каталогу	
			Сталь	Титан
12	5	3	1.1969.012	3.1969.012
14	7	4	1.1969.014	3.1969.014
16	9	5	1.1969.016	3.1969.016
18	11	6	1.1969.018	3.1969.018
20	13	7	1.1969.020	3.1969.020
22	15	7	1.1969.022	3.1969.022
24	17	7	1.1969.024	3.1969.024
26	19	8	1.1969.026	3.1969.026
28	21	8	1.1969.028	3.1969.028
30	23	8	1.1969.030	3.1969.030
32	25	8	1.1969.032	3.1969.032
34	27	8	1.1969.034	3.1969.034
36	29	8	1.1969.036	3.1969.036
38	31	9	1.1969.038	3.1969.038
40	33	9	1.1969.040	3.1969.040


самонарезающий



Ø4,0/Ø5,0

L [мм]	L1 [мм]	A [мм]	Номер по каталогу	
			Сталь	Титан
20	13	9	1.1970.020	3.1970.020
22	15	9	1.1970.022	3.1970.022
24	17	10	1.1970.024	3.1970.024
26	19	10	1.1970.026	3.1970.026
28	21	11	1.1970.028	3.1970.028
30	23	11	1.1970.030	3.1970.030
32	25	12	1.1970.032	3.1970.032
34	27	12	1.1970.034	3.1970.034
36	29	13	1.1970.036	3.1970.036
38	31	13	1.1970.038	3.1970.038
40	33	14	1.1970.040	3.1970.040
42	35	14	1.1970.042	3.1970.042
44	37	15	1.1970.044	3.1970.044
46	39	15	1.1970.046	3.1970.046
48	41	16	1.1970.048	3.1970.048
50	43	16	1.1970.050	3.1970.050

самонарезающий




ПОКАЗАНИЯ

Винты компрессионные применяются при переломах мелких костей ладони и запястья, в основном:


- ладьевидной кости стопы и других костей запястья,
- основ пястной кости,
- концевых фаланг.

Инструменты для компрессионных винтов 40.8120.000

№.		Название	№ по кат.	Шт.
1		Рукоятка со сцеплением	40.6654.000	1
2		Компрессионные клещи	40.8122.000	1
3		Направитель проволоки	40.8123.000	1
4		Сверло канюлированное 1,6x150	40.8124.150	2
5		Сверло канюлированное 2,6x150	40.8125.150	2
6		Измеритель глубины	40.8126.000	1
7		Пинцет	40.8127.000	1
8		Наконечник Т10	40.8129.000	1
9		Наконечник Т7	40.8130.000	1
10		Втулка	40.8131.000	2
11		Спица-направитель 0,8/150	40.8132.150	4
12		Спица-направитель 1,0/150	40.8133.150	4
13		Поддон для инструментов и имплантов	40.8121.000	1
14		Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
15		Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

Винт интерференционный

Ø	L [мм]	№ по кат.
		PEEK
7	20	8.0001.020
8		8.0002.020
9		8.0003.020
10		8.0004.020
11		8.0005.020
7	25	8.0001.025
8		8.0002.025
9		8.0003.025
10		8.0004.025
11		8.0005.025
12		8.0006.025
7	30	8.0001.030
8		8.0002.030
9		8.0003.030
10		8.0004.030
11		8.0005.030
12		8.0006.030
7	35	8.0001.035
8		8.0002.035
9		8.0003.035
10		8.0004.035
11		8.0005.035
12		8.0006.035
7	40	8.0001.040
8		8.0002.040
9		8.0003.040
10		8.0004.040
11		8.0005.040
12		8.0006.040



ПОКАЗАНИЯ

- артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки
- артроскопическая реконструкция задней крестообразной связки

Инструменты для реконструкции коленных связок 40.3701.600



№		Название	№ по кат.	Шт.
1			40.3949.100	1
2			40.3709.100	1
3			40.3938.105	1
4			40.3938.106	1
5			40.3938.107	1
6			40.3938.108	1
7			40.3720.005	1
8			40.3720.006	1
9			40.3720.007	1
10			40.3720.008	1
11			40.3950.045	1
12			40.3950.050	1
13			40.3950.055	1
14			40.3950.060	1
15			40.3950.065	1
16			40.3950.070	1
17			40.3950.075	1
18			40.3950.080	1
19			40.3950.085	1
20			40.3950.090	1
21			40.3950.095	1
22			40.3950.100	1
23			40.3956.050	1
24			40.3956.050	1
25			40.3956.060	1
26			40.3956.070	1
27			40.3956.080	1
28			40.3956.090	1
29			40.3956.100	1
30			40.3943.100	1
31			40.3962.280	1
32			40.4814.400	1
33			40.4815.400	1
34			40.3640.100	1
35			40.3618.100	1
36			40.3710.040	1
37			40.3711.040	1
38			40.3940.100	1
39			40.3702.200	1

№		Название	№ по кат.	Шт.
40			40.3712.000	1
41			40.3713.000	1
42			40.3932.100	1
43			40.3942.100	1
44			40.3946.100	1
45			40.3944.200	1
46			40.3962.055	1
47			40.3962.060	1
48			40.3962.065	1
49			40.3962.070	1
50			40.3962.075	1
51			40.3962.080	1
52			40.3962.085	1
53			40.3962.090	1
54			40.3962.095	1
55			40.3962.100	1
56			40.3941.100	1
57			40.3941.003	1
58			40.3941.004	1
59			40.5636.100	1
60			40.5638.100	1
61			12.0750.102	1
62			12.0750.200	1
63			40.3715.000	1
64			40.3716.000	1

5,0ChLP педиатрическая пластина для остеотомии бедра

			Номер по каталогу
α [°]	O	L [мм]	Титан
100	3	75	3.7004.503
110	3	75	3.7005.503
150	3	59	3.7006.503

O – threaded holes number in shaft part of the plate




3.7004.503



3.7005.503





3.7006.503



5,0ChLP педиатрическая пластина для бедра 120°

			Номер по каталогу
α [°]	O	L [мм]	Титан
120	3	66	3.7007.503



O – threaded holes number in shaft part of the plate



7,0ChLP педиатрическая пластина для остеотомии бедра

			Номер по каталогу
α [°]	O	L [мм]	Титан
100	3	95	3.7008.503
110	3	95	3.7009.503
150	3	80	3.7010.503

O – threaded holes number in shaft part of the plate





3.7008.503



3.7009.503





3.7010.503



7,0ChLP педиатрическая пластина для бедра 120°

			Номер по каталогу
α [°]	O	L [мм]	Титан
120	3	86	3.7011.503



O – threaded holes number in shaft part of the plate



Титан
3.5210.022-075
Ø5,0


Титан
3.5210.022-075
Ø5,0

Титан
3.1471.022-044
Ø4,5




Инструменты 5,0ChLP - педиатрические пластины 4x4 1/2H

15.0205.204

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Поддон для инструментов 5,0ChLP педиатрические 4x4 1/2H	14.0205.204	1
2		Сверло с измерительной шкалой 2,5/210	40.5912.212	2
3		Сверло с измерительной шкалой 2,8/210	40.5653.212	2
4		Наконечник T15	40.5677.000	1
5		Направитель компрессионный 2,5	40.4804.025	1
6		Динамометрическая рукоятка со сцепл. 2Нм	40.6652.000	1
7		Втулка направляющая 5,0/2,8	40.6273.028	2
8		Целенаправитель для вертельных педиатрических пластин - 5,0ChLP	40.5733.050	1
9		Мера 5,0ChLP	40.6272.050	1
10		Репозитор - 5,0ChLP	40.5735.050	2

Инструменты 7,0ChLP - педиатрические пластины 4x4 1/2H

15.0207.204

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Поддон для инструментов 7,0ChLP педиатрические 4x4 1/2H	14.0207.204	1
2		Сверло с измерительной шкалой 3,2/210	40.5650.212	2
3		Сверло с измерительной шкалой 4,0/210	40.5651.212	2
4		Наконечник T25	40.5684.200	1
5		Направитель компрессионный 3,2	40.4802.732	1
6		Динамометрическая рукоятка Т со сцепл. 4Нм	40.6660.000	1
7		Втулка направляющая 7,0/4,0	40.6274.040	2
8		Втулка направляющая 4,0/2,8	40.6275.028	2
9		Целенаправитель для вертельных педиатрических пластин -7,0ChLP	40.5733.070	1
10		Мера 7,0ChLP	40.6272.070	1
11		Репозитор - 7,0ChLP	40.5735.070	2

Инструменты 5,0/7,0ChLP - педиатрические пластины 5x4 1/2H

15.0201.201

№		Название	№ по кат.	Шт.
1		Поддон для инструментов 5,0/7,0ChLP педиатрические 5x4 1/2H	14.0201.201	1
2		Спица Киршнера 2,0/210	40.4815.210	4
3		Спица-направитель 2.8/210	40.6276.210	2
4		Продление проволоки 2,8	40.6277.028	2
5		Измеритель длины винтов	40.5675.500	1
6		Измеритель глубины	40.4639.550	1
7		Направитель целенаправителя	40.5734.000	1
8		Костодержатель Verbrugge 9,5x240мм	40.4231.000	1
9		Костодержатель 240мм	40.4158.000	1

Подставка для винтов 5,0ChLP 4x2 Н

14.0205.505

Винт самонарезающий 5,0ChLP 3,5

L [mm]	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60
Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Винт кортикальный самонарезающий 3,5

L [mm]	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

* Штатив не включает в себя имплантаты

Подставка для винтов 7,0ChLP 4x2 Н


14.0207.503

	Винт самонарезающий 7,0ChLP 5,0																		
																			
	L [mm]	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	60	70	75
	Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Винт кортикальный самонарезающий 4,5																		
																			
	L [mm]	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44						
	Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						

* Штатив не включает в себя имплантаты

Подставка для педиатр.пластин 5,0ChLP 4x2 1/2H

14.0205.418



Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с5,0ChLP100°3отв.



№ по кат.

3.7004.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с5,0ChLP100°3отв.



№ по кат.

3.7005.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с5,0ChLP150°3отв.



№ по кат.

3.7006.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/бедра су/с5,0ChLP120°3отв.



№ по кат.

3.7007.503


Шт.

2

* Штатив не включает в себя имплантаты

Подставка для педиатр.пластин 7,0ChLP 4x2 1/2H

14.0207.409



Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с 7,0ChLP100°3отв.



№ по кат.

3.7008.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с 7,0ChLP100°3отв.



№ по кат.

3.7009.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/остеот.бедра су/с 7,0ChLP150°3отв.



№ по кат.

3.7010.503

Шт.

2

Пласт.педиат.д/бедра су/с 7,0ChLP120°3отв.



№ по кат.

3.7011.503

Шт.

2

* Штатив не включает в себя имплантаты

ООО «ChM»

Левицке 36
16-061 п. Юхновец К.
Польша
тел. +48 85 713 13 20
факс +48 85 713 13 19
эл.-почта: chm@chm.eu
www.chm.eu



CE 0197
ISO 9001
ISO 13485