

CHM[®]

4.0 CHM Locked Plates
ChLPsystem

5.0 CHM Locked Plates
ChLPsystem

7.0 CHM Locked Plates
ChLPsystem

PŁYTKI BLOKOWANE
LOCKING PLATES
БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ



www.chm.eu

OPIS SYMBOLI	7	4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SKOKOWEJ	32
SYMBOL DESCRIPTION		4.0ChLP TALUS PLATE	
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ТАРАННОЙ КОСТИ	
JAK CZYTAĆ KATALOG	8	4,0ChLP PŁYTKA PROSTOKĄTNA	33
HOW TO READ THIS CATALOGUE		4.0ChLP RECTANGULAR PLATE	
КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМОУГОЛЬНИК	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA SZEROKA	9	4,0ChLP PŁYTKA 3D	34
4.0ChLP RADIUS VOLAR WIDE PLATE		4.0ChLP 3D PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ШИРОКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА 3D	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA WĄSKA	10	4,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA	35
4.0ChLP RADIUS VOLAR NARROW PLATE		4.0ChLP CURVED PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ЛУЧЕВАЯ УЗКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ИЗОГНУТАЯ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DALSZA DŁONIOWA	11	4,0ChLP PŁYTKA DO K. SZEŚCIENNEJ	36
4.0ChLP DISTAL RADIUS VOLAR PLATE		4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ КУБОВИДНОЙ КОСТИ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DALSZA DŁONIOWA WĄSKA	12	4,0ChLP PŁYTKA DO K. ŁÓDKOWATEJ	37
4.0ChLP DISTAL RADIUS VOLAR NARROW PLATE		4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ УЗКАЯ ДИСТАЛЬНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАДЬБЕВИДНОЙ КОСТИ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA DELTA	13	4,0ChLP PŁYTKA TYP-6	38
4.0ChLP DORSAL-RADIAL DELTA PLATE		4.0ChLP 6-TYPE PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА-ОБРАЗНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ТИП 6	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA Y	14	4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA	39
4.0ChLP DORSAL-RADIAL Y PLATE		4.0ChLP T PLATE OBLIQUE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ Y-ОБРАЗНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ НАКЛОННАЯ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA H WĄSKA	15	4,0ChLP PŁYTKA L	40
4.0ChLP DORSAL-RADIAL H PLATE NARROW		4.0ChLP L PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ H-ОБРАЗНАЯ УЗКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA H SZEROKA	16	4,0ChLP PŁYTKA PROSTA SZEROKA	41
4.0ChLP DORSAL-RADIAL H PLATE WIDE		4.0ChLP STRAIGHT WIDE PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ H-ОБРАЗНАЯ ШИРОКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ШИРОКАЯ	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA PI WĄSKA	17	4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWA	42
4.0ChLP DORSAL-RADIAL PI PLATE NARROW		4.0ChLP LISFRANC PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ PI-ОБРАЗНАЯ УЗКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ СУСТАВА ЛИСФРАНКА	
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA PI SZEROKA	18	4,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA	43
4.0ChLP DORSAL-RADIAL PI PLATE WIDE		4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ PI-ОБРАЗНАЯ ШИРОКАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ	
PŁYTKI DO DALSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ – STRONA GRZBIETOWA.	19	ZESTAW 4,0ChLP - STOPA	44
PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE		SET FOR 4.0ChLP - FOOT	
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ – ДОРСАЛЬНЫЕ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4,0ChLP - СТОПА	
4,0ChLP PŁYTKA PROSTA	20	NARZĘDZIA 4,0ChLP	45
4.0ChLP STRAIGHT PLATE		INSTRUMENT SET FOR 4.0ChLP	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4.0ChLP	
4,0ChLP PŁYTKA L	21	4,0ChLP PŁYTKA 2-OTWOROWA DO STOPY	46
4.0ChLP L PLATE		4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА СТОПЫ 2-ОТВ.	
4,0ChLP PŁYTKA L UKOŚNA	22	4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA DO KOŚCI DROBNYCH	47
4.0ChLP OBLIQUE L PLATE		4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES	
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ КОСАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ КОСАЯ ДЛЯ МЕЛКИХ КОСТЕЙ	
4,0ChLP PŁYTKA L UKOŚNA	23	4,0ChLP PŁYTKA X	48
4.0ChLP OBLIQUE L PLATE		4.0ChLP X PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ НАКЛОННАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА X-ОБРАЗНАЯ	
4,0ChLP PŁYTKA T	24	4,0ChLP PŁYTKA T	49
4.0ChLP T-PLATE		4.0ChLP T PLATE	
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ		4,0ChLP ПЛАСТИНА Т	
4,0ChLP PŁYTKA L	25	ZESTAW 4,0ChLP - HALLUX	50
4.0ChLP L PLATE		SET FOR 4.0ChLP - HALLUX	
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4,0ChLP - HALLUX	
ZESTAW 4,0ChLP - DALSZA PROMIENIOWA	26	4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDKOSTNA	51
SET 4.0ChLP - DISTAL RADIUS		4.0ChLP ENDOSTEAL PLATE	
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4,0ChLP - ДИСТАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ К.		4,0ChLP ПЛАСТИНА ВНУТРИКОСТНАЯ	
PALETA NA IMPLANTY 4,0ChLP - DALSZA PROMIENIOWA	27	ZESTAW 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 H	52
PALETTE FOR 4.0ChLP IMPLANTS - DISTAL RADIUS		SET FOR 4.0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 H	
ПОДДОН Д/ИМПЛАНТАТОВ 4,0ChLP - ДИСТАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 H	
NARZĘDZIA 4,0ChLP	28	INSTRUMENTARIUM 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H	53
INSTRUMENT SET FOR 4.0ChLP		INSTRUMENT SET FOR 4.0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H	
ИНСТРУМЕНТЫ 4,0ChLP		ИНСТРУМЕНТЫ 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H	
4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ	29	INSTRUMENTARIUM 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	54
4.0ChLP RADIAL HEAD PLATE		INSTRUMENT SET FOR 4.0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ		ИНСТРУМЕНТЫ 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	
4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ SZYJKOWA	30	ELEMENTY BLOKUJĄCE	55
4.0ChLP RADIAL HEAD NECK PLATE		LOCKING ELEMENTS	
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ШЕЙНАЯ		БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
ZESTAW 4,0ChLP - GŁOWA KOŚCI PROMIENIOWEJ	31	4,5ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA WĄSKA	58
SET FOR 4.0ChLP - RADIAL HEAD BONE		4.5ChLP NARROW STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE	
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 4,0ChLP - ГОЛОВКА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ		4,5ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ УЗКАЯ	

5,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA	59	5,0ChLP PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA	84
5.0ChLP STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE		5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATES	
5,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ		5,0ChLP ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАПЯСТЬЯ	
5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA Z HAKIEM	60	5,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA	85
5.0ChLP CLAVICULAR PLATE WITH HOOK		5.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ С КРЮЧКОМ		5,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ	
5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S	61	NARZĘDZIA DO PŁYTKI 5,0ChLP	86
5.0ChLP CLAVICLE S PLATE		INSTRUMENT SET FOR 5.0ChLP PLATES	
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ 5,0ChLP	
5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S TRZONOWA	62	ELEMENTY BLOKUJĄCE	88
5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE		LOCKING ELEMENTS	
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S МОЛЯРНАЯ		БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA	63	PALETY NA IMPLANTY	93
5.0ChLP CALCANEAL PLATE		PALETTES FOR IMPLANTS	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ		ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТОВ	
4,5ChLP PŁYTKA PIĘTOWA Z ZACZPEM	64	7,0ChLP PŁYTKA SZEROKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM ...	98
4.5ChLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK		7.0ChLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE	
4,5ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ С КРЮЧКОМ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ	
5,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	65	7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA UDOWA	99
5.0ChLP NARROW COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE		7.0ChLP CONDYLAR FEMORAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЕЛКОВ БЕДРА	
5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3	66	7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA PISZCZELOWA	100
5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE 1/3		7.0ChLP CONDYLAR TIBIAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ТРУБЧАТАЯ ПРЯМАЯ 1/3		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA WĄSKA	67	7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA SZEROKA	101
5.0ChLP NARROW TIBIAL PLATE		7.0ChLP WIDE TIBIAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA T	68	7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA	102
5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE		7.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТ.Д/Б/БЕРЦ.К.ПРОК.Т-ОБР.СУ/С		7,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA WĄSKA	69	7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA PRZYŚRODKOWA	103
5.0ChLP POSTERIOR NARROW TIBIA PLATE		7.0ChLP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ УЗКАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ МЕДИАЛЬНАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA TYLNA SZEROKA	70	7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA	104
5.0ChLP POSTERIOR WIDE TIBIA PLATE		7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ ШИРОКАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРОКСИМАЛЬНАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZA BOCZNA	71	7,0ChLP PŁYTKA UDOWA TRZONOWA	105
5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE		7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ МОЛЯРНАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	72	7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	106
5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE		7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT	
5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	73	NARZĘDZIA DO PŁYTKI 7,0ChLP	107
5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE		INSTRUMENT SET FOR 7.0ChLP PLATES	
5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP	
5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA L	74	7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA	109
5.0ChLP DISTAL TIBIAL L PLATE		7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ L		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИНАМИЧЕСКАЯ БЕДРЕННАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA	75	7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA	110
5.0ChLP HUMERUS PLATE		7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИНАМИЧЕСКАЯ БЕДРЕННАЯ	
5,0ChLP PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO	76	INSTRUMENTARIUM DO DYNAMICZNEJ PŁYTKI BIODROWEJ	111
5.0ChLP OLECRANON PLATE		INSTRUMENT SET FOR DYNAMIC HIP PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ОТРОСТКА ЛОКТЕВОГО		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БЕДРЕННОЙ ПЛАСТИНЫ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA BOCZNA	77	7,0ChLP DYSTANSOWA PISZCZELOWA	113
5.0ChLP DISTAL LATERAL HUMERUS PLATE		7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA BOCZNA	78	7,0ChLP DYSTANSOWA UDOWA	114
5.0ChLP DISTAL POSTERIOR LATERAL HUMERUS PLATE		7.0ChLP DISTANCE FEMUR PLATE	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ		7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БЕДРА	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA PRZYŚRODKOWA	79	INSTRUMENTARIUM DO OSTEOTOMII	115
5.0ChLP DISTAL POSTERIOR MEDIAL HUMERUS PLATE		INSTRUMENT SET FOR OSTEOTOMY	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ МЕДИАЛЬНАЯ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСТЕОТОМИИ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA PRZYŚRODKOWA	80	ELEMENTY BLOKUJĄCE	117
5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE		LOCKING ELEMENTS	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ		БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA GRZBIETOWO BOCZNA	81	PALETY NA IMPLANTY	123
5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE		PALETTES FOR IMPLANTS	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНАЯ		ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТОВ	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA PRZYŚRODKOWA	82	PRZYMIAR PŁYTKI 4,0ChLP	126
5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE		4.0ChLP PLATE TRIAL	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ		МЕРА ПЛАСТИНЫ 4,0ChLP	
5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA GRZBIETOWO-BOCZNA	83	PRZYMIAR PŁYTKI 5,0ChLP	128
5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE		5.0ChLP PLATE TRIAL	
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНАЯ		МЕРА ПЛАСТИНЫ 5,0ChLP	

PRZYMIAR PŁYTKI 3.4025 ÷ 3.4028	129
PLATE 3.4025 ÷ 3.4028 TRIAL	
МЕРА ПЛАСТИНЫ 3.4025 ÷ 3.4028	
PRZYMIAR PŁYTKI 7,0ChLP	130
7.0ChLP PLATE TRIAL	
МЕРА ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP	
DODATKOWE NARZĘDZIA DO PŁYTEK.....	131
ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR PLATES	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИН	

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана		Skala 1:1 Scale 1:1 Масштаб 1:1
	Kobalt Cobalt Кобальт		Liczba otworów gwintowanych w części trzonowej płytki Number of threaded holes in the shaft part of the plate Количество резьбовых отверстий в диафизарной части пластины
	Lewy Left Левый		Łączna liczba otworów blokowanych w płytce Number of locking holes in the plate Количество блокирующих отверстий в пластине
	Prawy Right Правый		Zmienny kątowo Variable angle Переменный угол
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый		Korowy Cortical Кортикальный
	Długość Length Длина		Gąbczasty Cancellous Спонгиозный
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс		Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non- sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс каниюлированный		Patrz technika operacyjna See surgery technique Смотри операционную технику
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный		
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный каниюлированный		
	Kaniulowany Cannulated Каниюлированный		
	Blokowany Locking Блокирующий		
	Diameter [mm] Диаметр [мм]		
	Długość H [mm] H length [mm] Длина H [мм]		
	Kąt Angle Угол		
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины		
	Dostępna liczba otworów Available number of holes Доступное количество отверстий		
	Grubość [mm] Thickness [mm] Толщина [мм]		

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

7,0ChLP PROXIMALE FEMURPLATTE
7,0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE
7,0ChLP PLACA FEMORAL PROXIMAL



ChM®

	TI	Len		
2	132	3.7023.602	3.7022.602	
4	174	3.7023.604	3.7022.604	
6	216	3.7023.606	3.7022.606	
8	258	3.7023.608	3.7022.608	

7,0ChLP PLATTE FÜR FEMURSCHAFT
7,0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE
7,0ChLP PLACA DEL EJE FEMORAL



ChM®

	TI	Len		
10	209	3.7062.610		
12	251	3.7062.612		
14	292	3.7062.614		
16	333	3.7062.616		

	TI							
3.5210.xxx	✓	✓	✓					5.0
3.5232.xxx	✓	✓	✓					5.4
3.5216.xxx	✓		✓					5.0
3.5221.xxx	✓	✓		✓	✓			7.3
3.5224.xxx	✓			✓	✓	✓		6.5
3.5228.xxx	✓	✓		✓				6.5
3.1471.xxx	✓		✓					4.5
3.5219.008	✓	✓						5.0
3.1221.070	✓							

	TI							
3.5210.xxx	✓	✓	✓					5.0
3.5232.xxx	✓	✓	✓					5.4
3.5216.xxx	✓		✓					5.0
3.1471.xxx	✓		✓					4.5
3.5219.008	✓							5.0
3.1221.070	✓							



Paquete for 7,0ChLP Platten 3.7022/7023 mil. Im.
Paquete for 7,0ChLP plates 3.7022/3.7023
Paquete para placas 7,0ChLP 3.7022/7023 (mil. Im.)

40.5704.990



Paquete for 7,0ChLP Platten 3.7062
Paquete for 7,0ChLP plates 3.7062
Paquete para placas 7,0ChLP 3.7062

40.5704.990




Zwischblock L (3.7023)
Alomg block L (3.7023)
Bloque para L (3.7023)

40.5702.000



Platte 3.7022.604/3.7023.604
Profilarmband
Placa 3.7022.604/3.7023.604 mil
Placa para placas 3.7022.604/3.7023.604

40.5702.004



Zwischblock R (3.7022)
Alomg block R (3.7022)
Bloque para R (3.7022)

40.5702.200



Platte 3.7022.604/3.7023.604
Profilarmband
Placa 3.7022.604/3.7023.604 mil
Placa para placas 3.7022.604/3.7023.604

40.5702.004






ZCSLCP SPONGIÖS-SCHRAUBE S.4
ZCSLCP CANCELLOUS SCREW S.4
ZCSLCP TORNILLO ESPONJOSA S.4



Nr	010000000	04	3.13000000
40	010000000	40	3.13000000
45	010000000	45	3.13000000
50	010000000	50	3.13000000
55	010000000	55	3.13000000
60	010000000	60	3.13000000
65	010000000	65	3.13000000
70	010000000	70	3.13000000
75	010000000	75	3.13000000
80	010000000	80	3.13000000

VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
LOCKING ELEMENTS
ELEMENTOS DE BLOQUEO

ZCSLCP KANÜLENTS KONISCHE SCHRAUBE F.30M
ZCSLCP CONICAL CANNULATED SCREW F.30M
ZCSLCP TORNILLO CÓNICO CÁNULADO F.30M



Nr	010000000	04	3.13000000
40	010000000	40	3.13000000
45	010000000	45	3.13000000
50	010000000	50	3.13000000
55	010000000	55	3.13000000
60	010000000	60	3.13000000
65	010000000	65	3.13000000
70	010000000	70	3.13000000
75	010000000	75	3.13000000
80	010000000	80	3.13000000

Długość
Length
Длина

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.






1:1

			Ti	
	Len	L		R
3	53	3.4049.603		3.4050.603
4	64	3.4049.604		3.4050.604
5	75	3.4049.605		3.4050.605

								
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040



Nakładka celująca L [3.4049]
Aiming block L [3.4049]
Шаблон накладка Л [3.4049]
Nakładka celująca R [3.4050]
Aiming block R [3.4050]
Шаблон накладка П [3.4050]

40.5736.100


40.5736.200



Przymiar płytki 3.4049.604
Plate 3.4049.604 trial
Мера пластины 3.4049.604
Przymiar płytki 3.4050.604
Plate 3.4050.604 trial
Мера пластины 3.4050.604

43.4049.604

43.4050.604



1:1



			Ti	
	Len	L		R
3	53	3.4053.603		3.4054.603
4	64	3.4053.604		3.4054.604
5	75	3.4053.605		3.4054.605

		Ti	Co			VA		
3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	✓	2.4
3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	✓	2.7
3.1220.xxx	✓		✓			✓	✓	2.7
4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Nakładka celująca L [3.4053]
Aiming block L [3.4053]
Шаблон накладка Л [3.4053]
Nakładka celująca R [3.4054]
Aiming block R [3.4054]
Шаблон накладка П [3.4054]

40.5737.100

40.5737.200

Przymiar płytki 3.4053.604
Plate 3.4053.604 trial
Мера пластины 3.4053.604
Przymiar płytki 3.4054.604
Plate 3.4054.604 trial
Мера пластины 3.4054.604

43.4053.604

43.4054.604



1:1

		Ti	
		L	R
	Len		
4	59	3.7017.604	3.7016.604
5	67	3.7017.605	3.7016.605
6	75	3.7017.606	3.7016.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

								
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Nakładka celująca L [3.7017]
Aiming block L [3.7017]
Шаблон накладка Л [3.7017]
Nakładka celująca R [3.7016]
Aiming block R [3.7016]
Шаблон накладка П [3.7016]


40.5727.100

40.5727.200

Przymiar płytki 3.7016.605
Plate 3.7016.605 trial
Мера пластины 3.7016.605
Przymiar płytki 3.7017.605
Plate 3.7017.605 trial
Мера пластины 3.7017.605

43.7016.605

43.7017.605



1:1

	 		
4	59	3.7069.604	3.7070.604
5	67	3.7069.605	3.7070.605
6	75	3.7069.606	3.7070.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Nakładka celująca L [3.7069]
Aiming block L [3.7069]
Шаблон накладка Л [3.7069]

Nakładka celująca R [3.7070]
Aiming block R [3.7070]
Шаблон накладка П [3.7070]

40.5743.100

40.5743.200

Przymiar płytki 3.7069.605
Plate 3.7069.605 trial
Мера пластины 3.7069.605

Przymiar płytki 3.7070.605
Plate 3.7070.605 trial
Мера пластины 3.7070.605

43.7069.605

43.7070.605



1:1

		Ti	
	Len	L	R
4	75	3.7083.604	3.7084.604
5	82	3.7083.605	3.7084.605
6	90	3.7083.606	3.7084.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

								
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная лучевая

40.5713.150



1:1

		Ti	
	Len	L	R
4	75	3.7085.604	3.7086.604
5	82	3.7085.605	3.7086.605
6	90	3.7085.606	3.7086.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

								
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая

40.5713.150



1:1

Len	L	R
63	3.7079.000	3.7080.000

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая

40.5713.150



Len	L	R
64	3.7081.000	3.7082.000

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая

40.5713.150



1:1

Len	L	R
63	3.7075.000	3.7076.000

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая

40.5713.150



1:1

Len	L	R
64	3.7077.000	3.7078.000

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая

40.5713.150

Zamienne płytki stosowane z płytką prostą w technice 2-płytkowej.
Interchangeable plates used with straight plate in 2-plates technique.
Взаимозаменяемые пластины используемые с прямой пластиной в технике 2-пластиновой.

1:1



1:1



3.4047.6xx



3.4041.6xx

3.4043.6xx

3.4037.6xx

3.4045.6xx

3.4048.6xx





3.4042.6xx

3.4044.6xx

3.4038.6xx

3.4046.6xx





		Len	Ti
3	47	3.4047.603	
4	58	3.4047.604	

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040



Przymiar płytki 3.4047.603
Plate 3.4047.603 trial
Мера пластины 3.4047.603

43.4047.603



1:1

Ti

	Len			
2	29	3.4041.602	3.4042.602	
3	40	3.4041.603	3.4042.603	
4	51	3.4041.604	3.4042.604	

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Przymiar płytki 3.4041.603
Plate 3.4041.603 trial
Мера пластины 3.4041.603
Przymiar płytki 3.4042.603
Plate 3.4042.603 trial
Мера пластины 3.4042.603

43.4041.603

43.4042.603



1:1



  Len	 L	 R
2 30	3.4037.602	3.4038.602
3 41	3.4037.603	3.4038.603
4 52	3.4037.604	3.4038.604

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Przymiar płytki 3.4037.603
Plate 3.4037.603 trial
Мера пластины 3.4037.603

Przymiar płytki 3.4038.603
Plate 3.4038.603 trial
Мера пластины 3.4038.603

43.4037.603

43.4038.603



	Len		
2	32	3.4045.602	3.4046.602
3	43	3.4045.603	3.4046.603
4	54	3.4045.604	3.4046.604

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040



Przymiar płytki 3.4045.603
Plate 3.4045.603 trial
Мера пластины 3.4045.603

Przymiar płytki 3.4046.603
Plate 3.4046.603 trial
Мера пластины 3.4046.603

43.4045.603

43.4046.603

1:1



3	40		3.4048.603
4	51		3.4048.604

3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓		2.4
3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓		2.7
3.1220.xxx	✓		✓			✓		2.7
4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓		2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)


40.5713.040

Przymiar płytki 3.4048.603
Plate 3.4048.603 trial
Мера пластины 3.4048.603

43.4048.603



	Len	L	R
2	29	3.4043.602	3.4044.602
3	40	3.4043.603	3.4044.603
4	51	3.4043.604	3.4044.604



	Ti	Co	Star	Str	VA	C	↗
3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
3.1220.xxx	✓		✓			✓	2.7
4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalsza promieniowa
(z narzędziami)
Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with
instruments)
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная
лучевая (с инструментами)

40.5713.040

Przymiar płytki 3.4043.603
Plate 3.4043.603 trial
Мера пластины 3.4043.603
Przymiar płytki 3.4044.603
Plate 3.4044.603 trial
Мера пластины 3.4044.603

43.4043.603

43.4044.603

40.5710.141	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Narzędzia 4,0ChLP Instrument set for 4.0 ChLP Инструменты 4.0 ChLP	1	40.5711.200
	Paleta na implanty 4,0ChLP-dalszy promieniowa (z narzędziami) Palette for 4.0ChLP implants - distal radius (with instruments) Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная лучевая (с инструментами)	1	40.5713.040
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm gray Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	1	12.0751.200
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	1	12.0751.100

40.5713.050	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
-------------	---------------------------	--------------------	---



Paleta na implanty 4,0ChLP-dalszy promieniowa
Palette for 4.0ChLP implants - distal radial
Поддон д/имплантатов 4,0ChLP-дистальная лучевая

1 40.5713.150






Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara
Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm gray
Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15мм Серая

1 12.0751.200

Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm
Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm
Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм

1 12.0751.100

40.5711.200	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 - 4,0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 - 4,0	4	40.4896.018
	Prowadnica kompresyjna 1,8 Compression guide 1.8 Направитель компрессионный 1,8	1	40.4897.018
	Prowadnica VA 1,8 Guide VA 1.8 Направитель VA 1,8	1	40.5928.018
	Drut Kirschnera 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Спица Киршнера 1,0/180	5	40.4814.000
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	2	40.2063.181
	Wzorzec długości wkrętów blokowanych Locking screw length measure Измеритель длины для блокирующих винтов	1	40.4818.100
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8,0	1	40.5682.000
	Grot T8 z chwytakiem Screwdriver tip T8 with holder Наконечник T8 с держателем	1	40.5989.000
	Gwintownik HA 2,7 Cortical tap HA 2.7 Метчик HA 2,7	1	40.5988.000
	Gwintownik 4,0ChLP -2,4 Tap 4.0ChLP -2.4 Метчик 4,0ChLP -2,4	1	40.5987.024
	Wkręt ustalająco-dociskowy 1,8/120 Setting-compressing screw 1.8/120 Винт установочно-нажимной 1,8/120	2	40.5678.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem Torque limiting ratchet handle 1.0Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 1,0Нм	1	40.6650.000
	Wkrętak sześciokarbowy T8 Star screwdriver T8 Отвертка T8	1	40.0669.100
	Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4,0 Выгибатель пластин 4,0	2	40.4643.000
	Pinceta anatomiczna Standard, 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5см	1	30.3303.000
	Paleta na narzędzia 4,0ChLP Palette for instruments 4.0ChLP Поддон для инструментария 4,0ChLP	1	40.5712.100



				Ti	
				MAŁA SMALL МАЛАЯ	
1	Len	L	R		
1	36	3.7025.501	3.7024.501		
2	47	3.7025.502	3.7024.502		
				DUŻA LARGE БОЛЬШАЯ	
2	Len	L	R		
1	36	3.7027.501	3.7026.501		
2	47	3.7027.502	3.7026.502		
				1-3	36 ~ 58

		Ti	Co			VA		
3.5164.xxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.4	
3.5165.xxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.7	
3.1220.xxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.7	
4.5235.xxx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.4	



Paleta na narzędzia i implanty
4,0ChLP-głowa k. promieniowej
Palette for 4.0ChLP instrum.
and implants-radial head bone
Поддон д/инструментов и имплантатов 4,0ChLP-
головка лучевой кости

40.5713.330

Przymiar płytki 3.7024.502 Plate 3.7024.502 trial Мера пластины 3.7024.502	43.7024.502
Przymiar płytki 3.7025.502 Plate 3.7025.502 trial Мера пластины 3.7025.502	43.7025.502
Przymiar płytki 3.7026.502 Plate 3.7026.502 trial Мера пластины 3.7026.502	43.7026.502
Przymiar płytki 3.7027.502 Plate 3.7027.502 trial Мера пластины 3.7027.502	43.7027.502

1:1



1.8

Ster
Non
Ster



Len

Ti

1	32	3.7028.501
2	43	3.7028.502

1-3

32
54

Ti


Co



VA



3.5164.xxx	✓	✓	✓	✓	2.4
3.5165.xxx	✓	✓	✓	✓	2.7
3.1220.xxx	✓	✓		✓	2.7
4.5235.xxx	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty
4,0ChLP-głowa k. promieniowej
Palette for 4.0ChLP instrum.
and implants-radial head bone
Поддон д/инструментов и имплантатов 4,0ChLP-
головка лучевой кости


40.5713.330



Przymiar płytki 3.7028.502
Plate 3.7028.502 trial
Мера пластины 3.7028.502

43.7028.502

40.5713.230	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 -4,0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 -4,0	4	40.4896.018
	Prowadnica kompresyjna 1,8 Compression guide 1.8 Направитель компрессионный 1,8	1	40.4897.018
	Prowadnica VA 1,8 Guide VA 1.8 Направитель VA 1,8	1	40.5928.018
	Drut Kirschnera 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Спица Киршнера 1,0/180	5	40.4814.000
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	2	40.2063.181
	Wzorzec długości wkrętów blokowanych Locking screw length measure Измеритель длины для блокирующих винтов	1	40.4818.100
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8,0	1	40.5682.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 1,0Nm Torque limiting ratchet handle 1.0Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл.1,0Нм	1	40.6650.000
	Wkrętak sześciokarbony T8 Star screwdriver T8 Отвертка T8	1	40.0669.100
	Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4,0 Выгибатель пластин 4,0	2	40.4643.000
	Pinceta anatomiczna Standard, 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5см	1	30.3303.000
	Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP-głowa k. promieniowej Palette for 4.0ChLP instruments and implants-radial head bone Поддон д/инструментов и имплантатов 4,0ChLP-головка лучевой кости	1	40.5713.330
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	1	12.0751.200
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	1	12.0751.100



1:1

Len	Ti
41	3.7021.041

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7




Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020



Len	Ti
22	3.4061.022
27	3.4061.027

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа


40.5714.020



1:1

Ti		
Len	L	R
40	3.4063.040	3.4064.040
45	3.4063.045	3.4064.045
50	3.4063.050	3.4064.050

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020




			Ti	
	Len	L		R
4	39		3.4066.004	
5	46		3.4073.005	3.4066.005
6	54		3.4066.006	

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7




Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020




	Ti	
L ₁ xL ₂	L	R
15x26	3.4067.026	3.4068.026
18x29	3.4067.029	3.4068.029

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7




Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020



Len	Ti
53	3.4069.053

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантов 4,0ChLP- стопа


40.5714.020



1:1


Ti		
Len	L	R
46	3.4071.046	3.4070.046
50	3.4071.050	3.4070.050
54	3.4071.054	3.4070.054

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа


40.5714.020



1:1

Ti		
Len	L	R
33	3.4085.033	3.4086.033

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020




		Ti	
	Len	L	R
2	28	3.4087.028	3.4088.028
3	38	3.4087.038	3.4088.038
4	48	3.4087.048	3.4088.048

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020




Len	Ti
51	3.4084.051
60	3.4084.060
66	3.4084.066

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020



1:1

Ti

Len	L	R
39	3.4075.601	3.4074.601
48	3.4075.602	3.4074.602
59	3.4075.603	3.4074.603

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7



Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020



1:1



	Len	Ti
3	54	3.4072.503
4	64	3.4072.504
5	74	3.4072.505
6	84	3.4072.506
7	94	3.4072.507
8	104	3.4072.508
9	114	3.4072.509
10	124	3.4072.510

	Ti			VA		
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7




Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa
Palette for 4.0ChLP implants - foot
Поддон для имплантантов 4,0ChLP- стопа

40.5714.020

40.5710.020	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Narzędzia 4,0ChLP Instruments set for 4.0ChLP Инструменты 4.0ChLP	1	40.5711.000
	Paleta na implanty 4,0ChLP- stopa Palette for 4.0ChLP implants - foot Поддон для имплантатов 4,0ChLP- стопа	1	40.5714.020
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm gray Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	1	12.0751.200
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	1	12.0751.100

40.5711.000	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 -4.0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 -4,0	4	40.4896.018
	Prowadnica kompresyjna 1,8 Compression guide 1.8 Направитель компрессионный 1,8	1	40.4897.018
	Drut Kirschnera 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Спица Киршнера 1,0/180	5	40.4814.000
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	2	40.2063.181
	Wzorzec długości wkrętów blokowanych Locking screw length measure Измеритель длины для блокирующих винтов	1	40.4818.000
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8,0	1	40.5682.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 1,0Nm Torque limiting ratchet handle 1.0Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 1,0Нм	1	40.6650.000
	Wkrętak sześciokarbony T8 Star screwdriver T8 Отвертка T8	1	40.0669.100
	Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4,0 Выгибатель пластин 4,0	2	40.4643.000
	Pinceta anatomiczna Standard, 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5см	1	30.3303.000
	Paleta na narzędzia 4,0ChLP Palette for 4.0ChLP instruments Поддон для инструментария 4,0ChLP	1	40.5712.000



A	Len	Ti
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux
Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux
Поддон для имплантатов и инструментов
4,0ChLP - hallux

40.5741.300





1:1

Ti

Len	L	R
28	3.4031.028	3.4032.028
30	3.4031.030	3.4032.030
32	3.4031.032	3.4032.032

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4





1:1

Len	Ti
23	3.4065.723
25	3.4065.725
30	3.4065.730
35	3.4065.735

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4




Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux
Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux
Поддон для имплантатов и инструментов
4,0ChLP- hallux

40.5741.300



Len	Ti
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux
Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux
Поддон для имплантатов и инструментов
4,0ChLP - hallux

40.5741.300

40.5741.200	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 - 4.0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 - 4,0	4	40.4896.018
	Prowadnica VA 1,8 Guide VA 1.8 Направитель VA 1,8	1	40.5928.018
	Drut Kirschnera 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Спица Киршнера 1,0/180	5	40.4814.000
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	2	40.2063.181
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8,0	1	40.5682.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 1,0Nm Torque limiting ratchet handle 1.0Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 1,0Нм	1	40.6650.000
	Wkrętak sześciokarbony T8 Star screwdriver T8 Отвертка T8	1	40.0669.100
	Pinceta anatomiczna Standard 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5см	1	30.3303.000
	Ustalcacz odłamów kości ukośny 175mm Bone holding forceps oblique 175mm Костодержатель косой 175мм	1	40.4146.000
	Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP - hallux Palette for 4.0ChLP instruments and implants - hallux Поддон д/инструментов и имплантатов 4,0ChLP - hallux	1	40.5741.300
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	1	12.0751.200
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	1	12.0751.100



①			②		
Len			Len		
40	3.7061.140	3.7060.140	40	3.7061.240	3.7060.240
45	3.7061.145	3.7060.145	45	3.7061.245	3.7060.245
50	3.7061.150	3.7060.150	50	3.7061.250	3.7060.250

								
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



15.0204.002	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Instrumentarium 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H Instrument set for 4.0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H Инструменты 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H	1	15.0204.201
	Instrumentarium 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Instrument set for 4.0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Инструменты 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	1	15.0204.202
	Statyw na implanty 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Stand for 4.0ChLP implants 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Подставка для имплантатов 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	1	14.0204.601
	Pokrywa kontenera 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 4.0ChLP container lid 3.7060/3.7061 4x4 Покрывка для контейнера 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4	1	14.0204.104
	Kontener 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 H 4.0ChLP container 3.7060/3.7061 4x4 Контейнер 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 H	1	14.0204.103

15.0204.201	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 -4.0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 -4,0	2	40.4896.018
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	1	40.2063.181
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8	1	40.5682.000
	Grot T8 z chwytakiem Screwdriver tip T8 with holder Наконечник T8 с держателем	1	40.5989.000
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Wzorzec długości wkrętów blokowanych Locking screw length measure Измеритель длины для блокирующих винтов	1	40.4818.100
	Podważka Buck-Gramcko 7,5 BUCK-GRAMCKO elevator 7.5 Элеватор Buck-Gramcko 7,5	2	40.2185.000
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.6284.000
	Wybijak Extractor Экстрактор	1	40.6283.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 1Nm Torque limiting ratchet handle 1Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 1Нм	1	40.6650.000
	Prowadnica VA 1,8 Guide VA 1.8 Направитель VA 1,8	1	40.5928.018
	Paleta na instrumentarium 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H Tray for 4.0ChLP instrument set 3.7060/3.7061 4x4 1/2H Поддон для инструментов 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x4 1/2H	1	14.0204.201

15.0204.203	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Preparator Raspatory Распатор	1	40.6285.000
	Celownik płytki śródkostnej - lewy Targeter for endosteal plate - left Целенаправитель внутрикостной пластины - левый	1	40.6281.100*
	Celownik płytki śródkostnej - prawy Targeter for endosteal plate - right Целенаправитель внутрикостной пластины - правый	1	40.6282.100**
	Wiertło 4,0 Drill 4.0 Сверло 4,0	1	40.6278.000
	Paleta na instrumentarium 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Tray for 4.0ChLP instrument set 3.7060/3.7061 4x2 1/2H Поддон для инструментов 4,0ChLP 3.7060/3.7061 4x2 1/2H	1	14.0204.203

* współpracuje z płytkami use with plates применять для пластин 3.7061.1xx; 3.7061.2xx

** współpracuje z płytkami use with plates применять для пластин 3.7060.1xx; 3.7060.2xx



Ti

	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7

Co

	4.5235.xxx	✓	✓	✓	✓	2.4



4,0ChLP WKREŃ 2,4
4,0ChLP SCREW 2,4
4,0ChLP ВИНТ 2,4



6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

średnica rdzenia	1.8	
core diameter		
диаметр стержня		
wiertło	1.8	40.2063.181
drill		
сверло		
przewodnica gwintowana	M3.5/1.8	40.4896.018
threaded guide		
направитель с резьбой		
grot	T8	40.5682.000
screwdriver tip		
наконечник		



4,0ChLP WKREŃ 2,7
4,0ChLP SCREW 2,7
4,0ChLP ВИНТ 2,7



6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040

średnica rdzenia	1.8	
core diameter		
диаметр стержня		
wiertło	1.8	40.2063.181
drill		
сверло		
przewodnica gwintowana	M3.5/1.8	40.4896.018
threaded guide		
направитель с резьбой		
grot	T8	40.5682.000
screwdriver tip		
наконечник		



WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7
ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 2,7



6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica kompresyjna compression guide направитель компрессионный	1.8	40.4897.018
wkrętak sześciokarbowy star screwdriver отвертка	T8	40.0669.000

4,0ChLP WKREŃ VA 2,4
4.0ChLP SCREW VA 2.4
4,0ChLP ВИНТ VA 2,4



6	4.5235.006
8	4.5235.008
10	4.5235.010
12	4.5235.012
14	4.5235.014
16	4.5235.016
18	4.5235.018
20	4.5235.020
22	4.5235.022
24	4.5235.024
26	4.5235.026
28	4.5235.028
30	4.5235.030
32	4.5235.032
34	4.5235.034
36	4.5235.036
38	4.5235.038
40	4.5235.040

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica VA guide VA направитель VA	1.8	40.5928.018
grot screwdriver tip наконечник	T8	40.5682.000



	Len	Ti
4	88	3.4080.504
5	102	3.4080.505
6	116	3.4080.506
7	130	3.4080.507
8	144	3.4080.508



	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				




		
4	88	3.4022.804
5	102	3.4022.805
6	116	3.4022.806
7	130	3.4022.807
8	144	3.4022.808
10	172	3.4022.810
		

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓			✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓			✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓			✓		3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP - rekonstrukcyjne
Palette for 5.0ChLP reconstruction plates
Поддон для блокируемых реконструктивных пластин 5.0ChLP

40.5758.600



		(Ti)	
	(H) (R)	(L)	(R)
12	5	3.4025.505	3.4026.505
	6	3.4025.506	3.4026.506
	7	3.4025.507	3.4026.507
15	5	3.4027.505	3.4028.505
	6	3.4027.506	3.4028.506
	7	3.4027.507	3.4028.507

	(Ti)					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP 3.4025÷3.4030
Palette for 5,0ChLP 3.4025÷3.4030
Поддон для пластин 5,0ChLP 3.4025÷3.4030

40.5758.650



Przymiar płytki 3.4025.505 Plate 3.4025.505 trial Мера пластины 3.4025.505	43.4025.505
Przymiar płytki 3.4026.505 Plate 3.4026.505 trial Мера пластины 3.4026.505	43.4026.505
Przymiar płytki 3.4027.505 Plate 3.4027.505 trial Мера пластины 3.4027.505	43.4027.505
Przymiar płytki 3.4028.505 Plate 3.4028.505 trial Мера пластины 3.4028.505	43.4028.505



			Ti	
	Len	L		R
3	71	3.7015.503		3.7014.503
4	80	3.7015.504		3.7014.504
5	90	3.7015.505		3.7014.505
6	99	3.7015.506		3.7014.506
8	116	3.7015.508		3.7014.508
3-11	71 - 143			

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7014/3.7015
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7014/3.7015
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7014/3.7015

40.5758.630



Przymiar płytki 3.7014.505
Plate 3.7014.505 trial
Мера пластины 3.7014.505
Przymiar płytki 3.7015.505
Plate 3.7015.505 trial
Мера пластины 3.7015.505

43.7014.505

43.7015.505



		Ti	
		L	R
6	66	3.7049.506	3.7048.506
8	84	3.7049.508	3.7048.508
10	104	3.7049.510	3.7048.510
5-11	57-114		

	Ti				
	3.5200.xxx	✓	✓	✓	3.5
	3.5205.xxx	✓		✓	3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓	2.4
	3.5207.006	✓	✓		3.5
	3.1221.050	✓	✓		



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7048/3.7049
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7048/3.7049
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7048/3.7049

40.5758.640



Przymiar płytki 3.7048.508
Plate 3.7048.508 trial
Мера пластины 3.7048.508
Przymiar płytki 3.7049.508
Plate 3.7049.508 trial
Мера пластины 3.7049.508

43.7048.508

43.7049.508



	Ti	
L		R
3.4057.000		3.4058.000

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			





Ti	
L	R
3.4059.000	3.4060.000

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			





	Len	Ti
5	88	3.3157.505
6	103	3.3157.506
7	118	3.3157.507
8	133	3.3157.508
10	163	3.3157.510
12	193	3.3157.512



	Ti				
	3.5200.xxx	✓	✓	✓	3.5
	3.5205.xxx	✓		✓	3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓	2.4
	3.1306.xxx	✓		✓	3.5
	3.5207.006	✓	✓		3.5
	3.1221.050	✓	✓		



Paleta na płytki 5,0ChLP proste
Palette for 5.0ChLP straight plates
Поддон д/блокируемых прямых пластин 5,0ChLP

40.5758.550



	Len	Ti
4	45	3.4081.004
5	57	3.4081.005
6	69	3.4081.006
7	81	3.4081.007
8	93	3.4081.008
10	117	3.4081.010
3-12	33-141	

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			





			Ti	
	Len	L		R
4	109	3.4011.504		3.4012.504
5	124	3.4011.505		3.4012.505
6	139	3.4011.506		3.4012.506
8	169	3.4011.508		3.4012.508
4-16	109 289			

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓			✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4011/3.4012
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4011/3.4012
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4011/3.4012


40.5758.520



Przymiar płytki 3.4011.505
Plate 3.4011.505 trial
Мера пластины 3.4011.505
Przymiar płytki 3.4012.505
Plate 3.4012.505 trial
Мера пластины 3.4012.505

43.4011.505

43.4012.505



 		
4 110	3.7091.604	3.7092.604
5 125	3.7091.605	3.7092.605
6 140	3.7091.606	3.7092.606
8 170	3.7091.608	3.7092.608




* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7091/3.7092
 Palette for 5.0ChLP plates - 3.7091/3.7092
 Поддон для пластин 5.0ChLP - 3.7091/3.7092

40.6294.000

Nakładka celująca [3.7091]
Aiming block [3.7091]
Шаблон накладка [3.7091]

Nakładka celująca [3.7092]
Aiming block [3.7092]
Шаблон накладка [3.7092]

40.8223.000

40.8222.000



	4	6	
	66	86	Ti
			3.7094.604
			3.7094.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Nakładka celująca [3.7094]
Aiming block [3.7094]
Шаблон накладка [3.7094]

40.8224.000



	Len	Ti
4	66	3.7095.604
6	86	3.7095.606

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Nakładka celująca [3.7095]
Aiming block [3.7095]
Шаблон накладка [3.7095]


40.8225.000



		Ti	
		L	R
	Len		
4	85	3.7029.604	3.7030.604
5	95	3.7029.605	3.7030.605
6	105	3.7029.606	3.7030.606
8	125	3.7029.608	3.7030.608
10	145	3.7029.610	3.7030.610
4-12	85-165		

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti				
3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
3.5205.xxx	✓		✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
3.1306.xxx	✓		✓		3.5
3.5207.006	✓	✓			3.5
3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7029/3.7030
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7029/3.7030
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7029/3.7030

40.5758.690



Przymiar płytki 3.7029.605
Plate 3.7029.605 trial
Мера пластины 3.7029.605
Przymiar płytki 3.7030.605
Plate 3.7030.605 trial
Мера пластины 3.7030.605

43.7029.605

43.7030.605




7	167		3.4033.507
9	197		3.4033.509

	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4033
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4033
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4033

40.5758.560



	 	 	
4	123	3.4039.504	3.4040.504
6	153	3.4039.506	3.4040.506
8	183	3.4039.508	3.4040.508

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4039/3.4040
 Palette for 5.0ChLP plates - 3.4039/3.4040
 Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4039/3.4040

40.5758.570

Nakładka celująca [3.4039]
Aiming block [3.4039]
Шаблон накладка [3.4039]

40.5726.100

Przymiar płytki 3.4039.506
Plate 3.4039.506 trial
Мера пластины 3.4039.506

43.4039.506

Nakładka celująca [3.4040]
Aiming block [3.4040]
Шаблон накладка [3.4040]

40.5726.200

Przymiar płytki 3.4040.506
Plate 3.4040.506 trial
Мера пластины 3.4040.506

43.4040.506



			Ti	
	Len	L		R
4	120	3.4051.504		3.4052.504
6	150	3.4051.506		3.4052.506
8	180	3.4051.508		3.4052.508
3-16	105 300			

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4051/3.4052
Palette for 5,0ChLP plates - 3.4051/3.4052
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4051/3.4052

40.5758.580

Nakładka celująca L [3.4051]
Aiming block L [3.4051]
Шаблон накладка Л [3.4051]
Nakładka celująca R [3.4052]
Aiming block R [3.4052]
Шаблон накладка П [3.4052]

40.5723.100

40.5723.200

Przymiar płytki 3.4051.506
Plate 3.4051.506 trial
Мера пластины 3.4051.506
Przymiar płytki 3.4052.506
Plate 3.4052.506 trial
Мера пластины 3.4052.506

43.4051.506

43.4052.506



		Len	Ti
	3	101	3.4034.503
	4	116	3.4034.504
	5	131	3.4034.505
	6	146	3.4034.506
	8	176	3.4034.508
	3-12	101 236	

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4034
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4034
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4034

40.5758.510



Nakładka celująca
Aiming block
Шаблон накладка

40.5671.000




Przymiar płytki 3.4034.504
Plate 3.4034.504 trial
Мера пластины 3.4034.504

43.4043.504



			Ti
	Len	L	R
2	88	3.4097.502	3.4098.502
4	121	3.4097.504	3.4098.504
6	151	3.4097.506	3.4098.506
8	181	3.4097.508	3.4098.508
2-12	88 240		

	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050	✓	✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4097/3.4098
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4097/3.4098
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4097/3.4098

40.5758.620

Nakładka celująca L [3.4097]
Aiming block L [3.4097]
Шаблон накладка Л [3.4097]
Nakładka celująca R [3.4098]
Aiming block R [3.4098]
Шаблон накладка П [3.4098]

40.5731.100

40.5731.200

Przymiar płytki 3.4097.504
Plate 3.4097.504 trial
Мера пластины 3.4097.504
Przymiar płytki 3.4098.504
Plate 3.4098.504 trial
Мера пластины 3.4098.504

43.4097.504

43.4098.504




		Ti		
	* Len		L	R
4	91		3.7037.604	3.7036.604
6	111		3.7037.606	3.7036.606
8	131		3.7037.608	3.7036.608
10	151		3.7037.610	3.7036.610
12	171		3.7037.612	3.7036.612

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



180°
3.7071 / 3.7072
+
3.7036 / 3.7037



90°
3.7040 / 3.7041
+
3.7036 / 3.7037



Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон д/блокируемых пластин 5,0ChLP

40.6291.000

Nakładka celująca R [3.7036]
Aiming block R [3.7036]
Шаблон накладка Р [3.7036]
Nakładka celująca L [3.7037]
Aiming block L [3.7037]
Шаблон накладка Л [3.7037]

40.8210.000

40.8211.000

Przymiar płytki 3.7036.606
Plate 3.7036.606 trial
Мера пластины 3.7036.606
Przymiar płytki 3.7037.606
Plate 3.7037.606 trial
Мера пластины 3.7037.606

43.7036.606


43.7037.606



		Ti	
	Len	L	R
4	75	3.7039.604	3.7038.604
6	97	3.7039.606	3.7038.606
8	113	3.7039.608	3.7038.608
10	131	3.7039.610	3.7038.610
12	150	3.7039.612	3.7038.612

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti				
3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
3.5205.xxx	✓		✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
3.1306.xxx	✓		✓		3.5
3.5207.006	✓	✓			3.5
3.1221.050	✓	✓			



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7038 / 3.7039



Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон д/блокируемых пластин 5,0ChLP

40.6291.000

Nakładka celująca R [3.7038]
Aiming block R [3.7038]
Шаблон накладка Р [3.7038]
Nakładka celująca L [3.7039]
Aiming block L [3.7039]
Шаблон накладка Л [3.7039]


40.8212.000

40.8213.000

Przymiar płytki 3.7038.606
Plate 3.7038.606 trial
Мера пластины 3.7038.606
Przymiar płytki 3.7039.606
Plate 3.7039.606 trial
Мера пластины 3.7039.606

43.7038.606

43.7039.606




		Ti	
		L	R
4	84	3.7041.604	3.7040.604
6	104	3.7041.606	3.7040.606
8	124	3.7041.608	3.7040.608
10	144	3.7041.610	3.7040.610
12	164	3.7041.612	3.7040.612

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti				
3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
3.5205.xxx	✓		✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
3.1306.xxx	✓		✓		3.5
3.5207.006	✓	✓			3.5
3.1221.050	✓	✓			

min 2 otwory
min 2 holes
мин. 2 отверстия



90°
3.7040 / 3.7041
+
3.7036 / 3.7037



Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон д/блокируемых пластин 5,0ChLP

40.6291.000

Nakładka celująca R [3.7040]
Aiming block R [3.7040]
Шаблон накладка Р [3.7040]
Nakładka celująca L [3.7041]
Aiming block L [3.7041]
Шаблон накладка Л [3.7041]

40.8214.000

40.8215.000

Przymiar płytki 3.7040.606
Plate 3.7040.606 trial
Мера пластины 3.7040.606
Przymiar płytki 3.7041.606
Plate 3.7041.606 trial
Мера пластины 3.7041.606

43.7040.606

43.7041.606



			Ti
	Len	L	R
4	91	3.7071.604	3.7072.604
6	111	3.7071.606	3.7072.606
8	131	3.7071.608	3.7072.608
10	151	3.7071.610	3.7072.610
12	171	3.7071.612	3.7072.612

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓			✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓			✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓		✓		2.4
3.1306.xxx	✓			✓		3.5
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050	✓	✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон д/блокируемых пластин 5,0ChLP

40.6291.000

Nakładka celująca L [3.7071]
Aiming block L [3.7071]
Шаблон накладка Л [3.7071]
Nakładka celująca R [3.7072]
Aiming block R [3.7072]
Шаблон накладка Р [3.7072]


40.8217.000

Przymiar płytki 3.7071.606
Plate 3.7071.606 trial
Мера пластины 3.7071.606

43.7071.606

Przymiar płytki 3.7072.606
Plate 3.7072.606 trial
Мера пластины 3.7072.606

43.7072.606



			Ti
	Len	L	R
4	75	3.7073.604	3.7074.604
6	94	3.7073.606	3.7074.606
8	113	3.7073.608	3.7074.608
10	132	3.7073.610	3.7074.610
12	151	3.7073.612	3.7074.612

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti				
3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
3.5205.xxx	✓		✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
3.1306.xxx	✓		✓		3.5
3.5207.006	✓	✓			3.5
3.1221.050	✓	✓			



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7073 / 3.7074



Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон д/блокируемых пластин 5,0ChLP

40.6291.000

Nakładka celująca L [3.7073]
Aiming block L [3.7073]
Шаблон накладка Л [3.7073]
Nakładka celująca R [3.7074]
Aiming block R [3.7074]
Шаблон накладка Р [3.7074]


40.8219.000

40.8218.000

Przymiar płytki 3.7073.606
Plate 3.7073.606 trial
Мера пластины 3.7073.606
Przymiar płytki 3.7074.606
Plate 3.7074.606 trial
Мера пластины 3.7074.606

43.7073.606

43.7074.606





		Ti		
			L	R
	Len			
3	89	3.7001.503		3.7000.503
4	107	3.7001.504		3.7000.504
5	121	3.7001.505		3.7000.505
6	136	3.7001.506		3.7000.506

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.1220.xxx	✓		✓			2.7
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050		✓				



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7000-3.7003
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7000-3.7003
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7000-3.7003

40.5758.610



Nakładka celująca L [3.7001]
Aiming block L [3.7001]
Шаблон накладка Л [3.7001]
Nakładka celująca R [3.7000]
Aiming block R [3.7000]
Шаблон накладка П [3.7000]

40.5728.100

40.5728.200



Przymiar płytki 3.7000.504
Plate 3.7000.504 trial
Мера пластины 3.7000.504
Przymiar płytki 3.7001.504
Plate 3.7001.504 trial
Мера пластины 3.7001.504

43.7000.504

43.7001.504



	Ti					
	3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
	3.5205.xxx	✓		✓		3.5
	3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
	3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓		✓		3.5
	3.5207.006	✓	✓			3.5
	3.1221.050		✓			

	 	 	
3	95	3.7003.503	3.7002.503
4	109	3.7003.504	3.7002.504
5	123	3.7003.505	3.7002.505
6	137	3.7003.506	3.7002.506



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7000-3.7003
 Palette for 5.0ChLP plates - 3.7000-3.7003
 Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7000-3.7003

40.5758.610

Nakładka celująca L [3.7003]
Aiming block L [3.7003]
Шаблон накладка Л [3.7003]

Nakładka celująca R [3.7002]
Aiming block R [3.7002]
Шаблон накладка П [3.7002]

40.5729.100

40.5729.200

Przymiar płytki 3.7003.504
Plate 3.7003.504 trial
Мера пластины 3.7003.504

43.7003.504

Przymiar płytki 3.7002.504
Plate 3.7002.504 trial
Мера пластины 3.7002.504

43.7002.504



	Ti	
1 Len		PROSTA STRAIGHT ПРЯМАЯ
130	3.7033.004	
2 Len		PODGIĘCIE KRÓTKIE SHORT BEND ПРОСТ.ИЗГИБ
131	3.7034.004	
3 Len		PODGIĘCIE STANDARDOWE STANDARD BEND СТАНД.ИЗГИБ
140	3.7035.004	

	Ti					
3.5200.xxx	✓	✓	✓			3.5
3.5205.xxx	✓		✓			3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓		3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓			2.4
3.1306.xxx	✓		✓			3.5
3.1220.xxx	✓		✓			2.7
3.5207.006	✓	✓				3.5
3.1221.050		✓				




Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7033-3.7035
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7033-3.7035
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7033-3.7035

40.5758.660




Przymiar płytki 3.7033.004 Plate 3.7033.004 trial Мера пластины 3.7033.004	43.7033.004
Przymiar płytki 3.7034.004 Plate 3.7034.004 trial Мера пластины 3.7034.004	43.7034.004
Przymiar płytki 3.7035.004 Plate 3.7035.004 trial Мера пластины 3.7035.004	43.7035.004



		Ti	
	Len	L	R
5	73	3.7067.605	3.7068.605
7	97	3.7067.607	3.7068.607
9	122	3.7067.609	3.7068.609
11	148	3.7067.611	3.7068.611
5-15	73-194		

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti				
3.5200.xxx	✓	✓	✓		3.5
3.5205.xxx	✓		✓		3.5
3.5231.xxx	✓	✓		✓	3.9
3.5225.xxx	✓	✓	✓		2.4
3.1306.xxx	✓		✓		3.5
3.5207.006	✓	✓			3.5
3.1221.050		✓			



Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7067/3.7068
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7067/3.7068
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7067/3.7068

40.6269.000

Nakładka celująca L [3.7067]
Aiming block L [3.7067]
Шаблон накладка Л [3.7067]
Nakładka celująca R [3.7068]
Aiming block R [3.7068]
Шаблон накладка R [3.7068]

40.5742.100

40.5742.200

40.5667.700	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Tuleja prowadząca 5/1,5 Guide sleeve 5/1,5 Втулка направляющая 5/1,5	2	40.5673.715
	Tuleja prowadząca 5,0/1,8 Guide sleeve 5,0/1,8 Втулка направляющая 5,0/1,8	2	40.5673.718
	Tuleja prowadząca 5,0/2,5 Guide sleeve 5,0/2,5 Втулка направляющая 5,0/2,5	2	40.5673.725
	Tuleja prowadząca 5,0/2,8 Guide sleeve 5,0/2,8 Втулка направляющая 5,0/2,8	4	40.5673.728
	Prowadnica kompresyjna 2,5/2,8 Compression guide 2,5/2,8 Направитель компрессионный 2,5/2,8	1	40.4804.700
	Wiertło 1,8/220 Drill 1.8/220 Сверло 1,8/220	2	40.2063.222
	Wiertło ze skalą 2,5/220 Drill with scale 2,5/220 Сверло с измерительной шкалой 2,5/220	2	40.5912.222
	Wiertło ze skalą 2,8/220 Drill with scale 2,8/220 Сверло с измерительной шкалой 2,8/220	2	40.5653.222
	Drut Kirschnera 1,5/220 Kirschner wire 1.5/220 Спица Киршнера 1,5/220	4	40.4592.220
	Drut Kirschnera 2,0/220 Kirschner wire 2,0/220 Спица Киршнера 2,0/220	2	40.4815.220
	Wkręt ustalająco-dociskowy 2,8/180 Setting-compressing screw 2,8/180 Винт установочно-нажимной 2,8/180	2	40.5674.728
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5675.100
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4639.500
	Grot S2,5 Screwdriver tip S2,5 Наконечник S2,5	1	40.5676.000
	Grot T15 Screwdriver tip T15 Наконечник T15	1	40.5677.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 2,0Nm Torque limiting ratchet handle 2Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 2Нм	1	40.6652.000

40.5667.700	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Zaginak do płytek 4/6 Bender for plates 4/6 Изгибатель пластин 4/6	2	40.4250.000
	Wkrętak sześciokątny S2,5 Hexagonal screwdriver S2.5 Отвертка шестигранная S2,5	1	40.0321.000
	Wkrętak sześciokarbowy T15 Star screwdriver T15 Отвертка T15	1	40.0670.000
	Gwintownik HA 3,5 z rączką Cortical tap HA 3.5 with handle Метчик HA 3,5 с ручкой	1	40.2548.000
	Gwintownik 5,0ChLP-3,5 Tap 5.0ChLP-3.5 Метчик 5,0ChLP-3,5	1	40.5661.000
	Wkrętak trójramienny Screwdriver Отвертка	1	40.4746.000
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm gray Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15mm Серая	1	12.0750.200
	Statyw na narzędzia do płytki 5,0ChLP Stand for instrument set of 5.0ChLP plates Подставка для инструментов 5,0ChLP пластин	1	40.5668.700
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86mm	1	12.0750.100



	3.5200.xxx	✓		✓	✓		3.5
	3.5225.xxx	✓		✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓			✓		3.5
	3.1220.xxx	✓			✓		2.7
	3.5205.xxx	✓			✓		3.5
	3.5231.xxx	✓		✓		✓	3.9
	3.5207.006	✓		✓			3.5
	3.1289.xxx		✓	✓	✓		3.5
	3.1214.xxx		✓	✓	✓		2.4
	3.1283.xxx		✓		✓		3.5
	3.1290.xxx		✓		✓		3.5
	3.1379.xxx		✓	✓		✓	3.9
	3.1289.006		✓	✓			3.5
	3.1221.050			✓			




Statyw na wkręty 5,0ChLP
Stand for screws 5,0ChLP
Подставка для винтов 5,0ChLP

40.5748.700



5,0ChLP WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY 3,5
5.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 3.5
5,0ChLP ВИНТ САМОНАРЕЗ 3,5



12	3.5200.012	12	3.1289.012
14	3.5200.014	14	3.1289.014
16	3.5200.016	16	3.1289.016
18	3.5200.018	18	3.1289.018
20	3.5200.020	20	3.1289.020
22	3.5200.022	22	3.1289.022
24	3.5200.024	24	3.1289.024
26	3.5200.026	26	3.1289.026
28	3.5200.028	28	3.1289.028
30	3.5200.030	30	3.1289.030
32	3.5200.032	32	3.1289.032
34	3.5200.034	34	3.1289.034
36	3.5200.036	36	3.1289.036
38	3.5200.038	38	3.1289.038
40	3.5200.040	40	3.1289.040
42	3.5200.042	42	3.1289.042
44	3.5200.044	44	3.1289.044
46	3.5200.046	46	3.1289.046
48	3.5200.048	48	3.1289.048
50	3.5200.050	50	3.1289.050
52	3.5200.052	52	3.1289.052
54	3.5200.054	54	3.1289.054
56	3.5200.056	56	3.1289.056
58	3.5200.058	58	3.1289.058
60	3.5200.060	60	3.1289.060
65	3.5200.065	65	3.1289.065
70	3.5200.070	70	3.1289.070
75	3.5200.075	75	3.1289.075
80	3.5200.080	80	3.1289.080
85	3.5200.085	85	3.1289.085

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	2.8	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	2.8	40.5653.222
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	5.0/2.8	40.5673.728
grot screwdriver tip наконечник	S2.5	40.5676.000
grot screwdriver tip наконечник	T15	40.5677.000

4,5ChLP WKREŃ 2,4
4.5ChLP SCREW 2.4
4,5ChLP ВИНТ 2,4




10	3.5225.010	10	3.1214.010
12	3.5225.012	12	3.1214.012
14	3.5225.014	14	3.1214.014
16	3.5225.016	16	3.1214.016
18	3.5225.018	18	3.1214.018
20	3.5225.020	20	3.1214.020
22	3.5225.022	22	3.1214.022
24	3.5225.024	24	3.1214.024
26	3.5225.026	26	3.1214.026
28	3.5225.028	28	3.1214.028
30	3.5225.030	30	3.1214.030
32	3.5225.032	32	3.1214.032
34	3.5225.034	34	3.1214.034
36	3.5225.036	36	3.1214.036
38	3.5225.038	38	3.1214.038
40	3.5225.040	40	3.1214.040

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.222
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	5.0/1.8	40.5673.718
grot screwdriver tip наконечник	2.5	40.5676.000
grot screwdriver tip наконечник	T15	40.5677.000



WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 3,5
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5
ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 3,5



ZAŁECANE
SUGGESTED
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

12	3.1306.012	12	3.1283.012
14	3.1306.014	14	3.1283.014
16	3.1306.016	16	3.1283.016
18	3.1306.018	18	3.1283.018
20	3.1306.020	20	3.1283.020
22	3.1306.022	22	3.1283.022
24	3.1306.024	24	3.1283.024
26	3.1306.026	26	3.1283.026
28	3.1306.028	28	3.1283.028
30	3.1306.030	30	3.1283.030
32	3.1306.032	32	3.1283.032
34	3.1306.034	34	3.1283.034
36	3.1306.036	36	3.1283.036
38	3.1306.038	38	3.1283.038
40	3.1306.040	40	3.1283.040
45	3.1306.045	45	3.1283.045
50	3.1306.050	50	3.1283.050
55	3.1306.055	55	3.1283.055
60	3.1306.060	60	3.1283.060
65	3.1306.065	65	3.1283.065
70	3.1306.070	70	3.1283.070
75	3.1306.075	75	3.1283.075
80	3.1306.080	80	3.1283.080
85	3.1306.085	85	3.1283.085

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	2.4	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	2.5	40.5912.222
prostownica kompresyjna compression guide направлять компрессионный	2.5/2.8	40.4804.700
grot screwdriver tip наконечник	S2.5	40.5676.000
grot screwdriver tip наконечник	T15	40.5677.000

WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7
ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 2,7



10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.181
prostownica kompresyjna compression guide направлять компрессионный	1.8	40.4897.018
wkrętał sześciokarbowy star screwdriver отвертка	T8	40.0669.000




5,0ChLP WKREŃ STOŻKOWY SAMOGWINTUJĄCY 3,5
5.0ChLP CONICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5
5,0ChLP ВИНТ КОНИЧЕСКИЙ САМОНАРЕЗ. 3,5



18	3.5205.018	18	3.1290.018
20	3.5205.020	20	3.1290.020
22	3.5205.022	22	3.1290.022
24	3.5205.024	24	3.1290.024
26	3.5205.026	26	3.1290.026
28	3.5205.028	28	3.1290.028
30	3.5205.030	30	3.1290.030
35	3.5205.035	35	3.1290.035
40	3.5205.040	40	3.1290.040
45	3.5205.045	45	3.1290.045
50	3.5205.050	50	3.1290.050
55	3.5205.055	55	3.1290.055
60	3.5205.060	60	3.1290.060
65	3.5205.065	65	3.1290.065
70	3.5205.070	70	3.1290.070
75	3.5205.075	75	3.1290.075
80	3.5205.080	80	3.1290.080
85	3.5205.085	85	3.1290.085
90	3.5205.090	90	3.1290.090

5,0ChLP WKREŃ GĄBCZASTY 3,9
5.0ChLP CANCELLOUS SCREW 3.9
5,0ChLP ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ 3,9



35	3.5231.035	35	3.1379.035
40	3.5231.040	40	3.1379.040
45	3.5231.045	45	3.1379.045
50	3.5231.050	50	3.1379.050
55	3.5231.055	55	3.1379.055
60	3.5231.060	60	3.1379.060
65	3.5231.065	65	3.1379.065
70	3.5231.070	70	3.1379.070
75	3.5231.075	75	3.1379.075
80	3.5231.080	80	3.1379.080

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	2.8	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	2.8	40.5653.222
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	5.0/2.8	40.5673.728
grot screwdriver tip наконечник	S2.5	40.5676.000
grot screwdriver tip наконечник	T15	40.5677.000

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	2.5	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	2.5	40.5912.222
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	2.5	40.5673.725
grot screwdriver tip наконечник	S2.5	40.5676.000
grot screwdriver tip наконечник	T15	40.5677.000




5,0ChLP WKREŚT OPOROWY
5.0ChLP RESISTANCE SCREW
5,0ChLP ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИНТ



6 3.5207.006

6 3.1289.006

5,0ChLP WKREŚT DO CERKLARZU
5.0ChLP CERCLAGE SCREW
5,0ChLP ВИНТ СЕРКЛЯЖНЫЙ



3.1221.050

*Maksymalna średnica drutu 1,5 mm
Wire diameter max. 1.5 mm
Максимальный диаметр спицы 1,5 мм



40.5748.600

Nazwa Name Название				Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.
Paleta na płytki 5,0ChLP - rekonstrukcyjne; Palette for 5.0ChLP reconstruction plates; Поддон для реконструктивных пластин 5.0ChLP					
	Paleta	Palette	Поддон	40.5758.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
bez implantów; implants not included; без имплантатов					
Paleta na płytki 5,0ChLP 3.4025÷3.4030; Palette for 5.0ChLP 3.4025÷3.4030; Поддон для пластин 5,0ChLP 3.4025÷3.4030					
	Paleta	Palette	Поддон	40.5758.150	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
bez implantów; implants not included; без имплантатов					
Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7014/3.7015; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7014/3.7015; Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7014/3.7015					
	Paleta	Palette	Поддон	40.5758.130	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
bez implantów; implants not included; без имплантатов					
Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7048/3.7049; Palette for 5.0ChLP plates - 3.7048/3.7049; Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7048/3.7049					
	Paleta	Palette	Поддон	40.5758.140	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
	Pokrywa aluminiowa perforowa- na 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
bez implantów; implants not included; без имплантатов					
Paleta na płytki 5,0ChLP - proste; Palette for 5.0ChLP plates - straight; Поддон для пластин 5,0ChLP - прямые					
	Paleta	Palette	Поддон	40.5758.050	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
bez implantów; implants not included; без имплантатов					

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4011/3.4012;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4011/3.4012;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4011/3.4012



Paleta	Palette	Поддон		
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5758.520

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7091/3.7092
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7091/3.7092
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7091/3.7092



Nakładka celująca [3.7091]	Aiming block [3.7091]	Шаблон накладка [3.7091]	40.8223.000	1
Nakładka celująca [3.7092]	Aiming block [3.7092]	Шаблон накладка [3.7092]	40.8222.000	1
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2
Paleta	Palette	Поддон	40.6295.000	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.102	1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.6294.000

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7029/3.7030;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7029/3.7030;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7029/3.7030



Paleta	Palette	Поддон	40.5758.190	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5758.690

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4033;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4033;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4033



Paleta	Palette	Поддон	40.5758.060	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5758.560

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4039/3.4040;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4039/3.4040;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4039/3.4040



Nakładka celująca [3.4039]	Aiming block [3.4039]	Шаблон накладка [3.4039]	40.5726.100	1	40.5758.070
Nakładka celująca [3.4040]	Aiming block [3.4040]	Шаблон накладка [3.4040]	40.5726.200	1	
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2	
Paleta	Palette	Поддон	40.5758.270	1	
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85mm	12.0751.100	1	40.5758.570
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15mm Серая	12.0751.200	1	

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4051/3.4052;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4051/3.4052;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4051/3.4052



Nakładka celująca L [3.4051]	Aiming block L [3.4051]	Шаблон накладка Л [3.4051]	40.5723.100	1	40.5758.080
Nakładka celująca R [3.4052]	Aiming block R [3.4052]	Шаблон накладка П [3.4052]	40.5723.200	1	
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2	
Paleta	Palette	Поддон	40.5758.280	1	
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85mm	12.0751.100	1	40.5758.580
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15mm Серая	12.0751.200	1	

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4034;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4034;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4034



Nakładka celująca	Aiming block	Шаблон накладка	40.5671.000	1	40.5758.010
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2	
Paleta	Palette	Поддон	40.5758.210	1	
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85mm	12.0751.100	1	
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15mm Серая	12.0751.200	1	40.5758.510

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.4097/3.4098;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.4097/3.4098;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.4097/3.4098



Nakładka celująca L [3.4097]	Aiming block L [3.4097]	Шаблон накладка Л [3.4097]	40.5731.100	1	40.5758.120
Nakładka celująca R [3.4098]	Aiming block R [3.4098]	Шаблон накладка П [3.4098]	40.5731.200	1	
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2	
Paleta	Palette	Поддон	40.5758.320	1	
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1	40.5758.620
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1	

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP
Palette for 5.0ChLP plates
Поддон для пластин 5,0ChLP



Nakładka celująca [3.7037]	Aiming block [3.7037]	Шаблон накладка [3.7037]	40.8211.000	1	40.6291.000
Nakładka celująca [3.7039]	Aiming block [3.7039]	Шаблон накладка [3.7039]	40.8213.000	1	
Nakładka celująca [3.7041]	Aiming block [3.7041]	Шаблон накладка [3.7041]	40.8215.000	1	
Nakładka celująca [3.7071]	Aiming block [3.7071]	Шаблон накладка [3.7071]	40.8217.000	1	
Nakładka celująca [3.7073]	Aiming block [3.7073]	Шаблон накладка [3.7073]	40.8219.000	1	
Nakładka celująca [3.7036]	Aiming block [3.7036]	Шаблон накладка [3.7036]	40.8210.000	1	
Nakładka celująca [3.7038]	Aiming block [3.7038]	Шаблон накладка [3.7038]	40.8212.000	1	
Nakładka celująca [3.7040]	Aiming block [3.7040]	Шаблон накладка [3.7040]	40.8214.000	1	
Nakładka celująca [3.7072]	Aiming block [3.7072]	Шаблон накладка [3.7072]	40.8216.000	1	
Nakładka celująca [3.7074]	Aiming block [3.7074]	Шаблон накладка [3.7074]	40.8218.000	1	
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2	
Paleta	Palette	Поддон	40.6291.100	1	
Paleta	Palette	Поддон	40.6291.200	1	40.6291.000
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x135mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x135mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x135мм	12.0751.102	1	
Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1	

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7000-3.7003;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7000-3.7003;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7000-3.7003



Nakładka celująca L [3.7003]	Aiming block L [3.7003]	Шаблон накладка Л [3.7003]	40.5729.100	1
Nakładka celująca R [3.7002]	Aiming block R [3.7002]	Шаблон накладка П [3.7002]	40.5729.200	1
Nakładka celująca L [3.7001]	Aiming block L [3.7001]	Шаблон накладка Л [3.7001]	40.5728.100	1
Nakładka celująca R [3.7000]	Aiming block R [3.7000]	Шаблон накладка П [3.7000]	40.5728.200	1
Tuleja ochronna 7/5	Protective guide 7/5	Втулка защитная 7/5	40.5672.000	2
Paleta	Palette	Поддон	40.5758.310	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5758.110

40.5758.610

bez implantów, z dodatkowymi narzędziami; implants not included, with additional instruments; без имплантатов, с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7033-3.7035;
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7033-3.7035;
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7033-3.7035



Paleta	Palette	Поддон	40.5758.160	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5758.660

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 5,0ChLP - 3.7067/3.7068
Palette for 5.0ChLP plates - 3.7067/3.7068
Поддон для пластин 5,0ChLP - 3.7067/3.7068



Nakładka celująca L [3.7067]	Aiming block L [3.7067]	Шаблон накладка Л [3.7067]	40.5742.100	1
Nakładka celująca R [3.7068]	Aiming block R [3.7068]	Шаблон накладка Р [3.7068]	40.5742.200	1
Paleta	Palette	Поддон	40.6268.000	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.6269.000

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami; implants not included; with additional instruments; без имплантатов; с дополнительными инструментами

Statyw na wkrety 5,0ChLP;
Stand for screws 5.0ChLP;
Подставка для винтов 5,0ChLP



Statyw na wkrety 5,0ChLP	Stand for screws 5.0ChLP	Подставка для винтов 5,0ChLP	40.5748.600	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x135mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x135mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x135мм	12.0751.102	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5748.700

bez implantów; implants not included; без имплантатов




	Len	Ti
6	131	3.3155.606
8	173	3.3155.608
10	215	3.3155.610
12	257	3.3155.612
14	299	3.3155.614
4-18	89 - 383	

	Ti					
	3.5210.xxx	✓	✓	✓		5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓	5.4
	3.5216.xxx	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	✓		✓		4.5
	3.5219.008	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓			



Paleta na płytki 7,0ChLP - proste;
Palette for 7.0ChLP plates - straight;
Поддон для пластин 7,0ChLP - прямые

40.5704.550



			Ti	
	Len	L		R
4	138	3.4023.604		3.4024.604
6	180	3.4023.606		3.4024.606
8	221	3.4023.608		3.4024.608
10	263	3.4023.610		3.4024.610
4-16	138 387			

	Ti						
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓		5.4
	3.5216.xxx	✓		✓			5.0
	3.5221.xxx	✓	✓		✓	✓	7.3
	3.5224.xxx	✓			✓	✓	7.3
	3.5228.xxx	✓	✓		✓		6.5
	3.1471.xxx	✓		✓			4.5
	3.5219.008	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓				



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4023/3.4024
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4023/3.4024;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4023/3.4024

40.5704.510



Nakładka celująca L [3.4023]
Aiming block L [3.4023]
Шаблон накладка Л [3.4023]
Nakładka celująca R [3.4024]
Aiming block R [3.4024]
Шаблон накладка П [3.4024]

40.5725.100


40.5725.200



Przymiar płytki 3.4023.606
Plate 3.4023.606 trial
Мера пластины 3.4023.606
Przymiar płytki 3.4024.606
Plate 3.4024.606 trial
Мера пластины 3.4024.606


43.4023.606

43.4024.606



			Ti
	Len	L	R
4	129	3.4013.604	3.4014.604
5	150	3.4013.605	3.4014.605
6	171	3.4013.606	3.4014.606
8	213	3.4013.608	3.4014.608
4-12	129-297		

	Ti					
	3.5210.xxx	✓	✓	✓		5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓	5.4
	3.5216.xxx	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	✓		✓		4.5
	3.5219.008	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓			



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4013/3.4014
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4013/3.4014;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4013/3.4014

40.5704.520



Nakładka celująca L [3.4013]
Aiming block L [3.4013]
Шаблон накладка Л [3.4013]

Nakładka celująca R [3.4014]
Aiming block R [3.4014]
Шаблон накладка П [3.4014]

40.5724.100

40.5724.200




Przymiar płytki 3.4013.605
Plate 3.4013.605 trial
Мера пластины 3.4013.605

Przymiar płytki 3.4014.605
Plate 3.4014.605 trial
Мера пластины 3.4014.605


43.4013.605

43.4014.605



			Ti	
	Len	L	R	
4	116	3.4009.604	3.4010.604	
6	158	3.4009.606	3.4010.606	
8	200	3.4009.608	3.4010.608	
10	242	3.4009.610	3.4010.610	
4-14	116 326			

	Ti						
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓		5.4
	3.5216.xxx	✓		✓			5.0
	3.1471.xxx	✓		✓			4.5
	3.5219.008	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓				



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4009/3.4010;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4009/3.4010;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4009/3.4010;

40.5704.540



Przymiar płytki 3.4009.606
Plate 3.4009.606 trial
Мера пластины 3.4009.606

43.4009.606

Przymiar płytki 3.4010.606
Plate 3.4010.606 trial
Мера пластины 3.4010.606

43.4010.606



			Ti	
	Len	L	R	
3	131	3.4089.603	3.4090.603	
4	152	3.4089.604	3.4090.604	
6	194	3.4089.606	3.4090.606	
8	236	3.4089.608	3.4090.608	
3-10	131-278			

	Ti					
3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
3.5232.xxx	✓	✓		✓		5.4
3.5216.xxx	✓		✓			5.0
3.1471.xxx	✓		✓			4.5
3.5219.008	✓	✓				5.0
3.1221.070		✓				



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4089/3.4090;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4089/3.4090;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4089/3.4090;

40.5704.560



Nakładka celująca L [3.4089]
Aiming block L [3.4089]
Шаблон накладка Л [3.4089]

Nakładka celująca R [3.4090]
Aiming block R [3.4090]
Шаблон накладка П [3.4090]

40.5709.100

40.5709.200




Przymiar płytki 3.4089.604
Plate 3.4089.604 trial
Мера пластины 3.4089.604

Przymiar płytki 3.4090.604
Plate 3.4090.604 trial
Мера пластины 3.4090.604

43.4089.604


43.4090.604



			Ti
	Len	L	R
4	134	3.7055.604	3.7054.604
6	176	3.7055.606	3.7054.606
8	218	3.7055.608	3.7054.608
10	260	3.7055.610	3.7054.610
3-13	113-323		

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
	3.5210.xxx	✓	✓	✓		5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓	5.4
	3.5216.xxx	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	✓		✓		4.5
	3.5219.008	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓			



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7054/3.7055
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7054/3.7055
Поддон для пластин 7,0ChLP 3.7054/3.7055

40.6292.000



Nakładka celująca L [3.7055]
Aiming block L [3.7055]
Шаблон накладка Л [3.7055]

40.8221.000

Nakładka celująca R [3.7054]
Aiming block R [3.7054]
Шаблон накладка П [3.7054]

40.8220.000



			Ti	
	Len	L		R
2	132	3.7023.602		3.7022.602
4	174	3.7023.604		3.7022.604
6	216	3.7023.606		3.7022.606
8	258	3.7023.608		3.7022.608
2-16	132 - 426			

	Ti						
3.5210.xxx	✓	✓	✓				5.0
3.5232.xxx	✓	✓		✓			5.4
3.5216.xxx	✓			✓			5.0
3.5221.xxx	✓	✓		✓	✓		7.3
3.5224.xxx	✓			✓	✓		7.3
3.5228.xxx	✓	✓		✓			6.5
3.1471.xxx	✓		✓				4.5
3.5219.008	✓	✓					5.0
3.1221.070		✓					



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7022/3.7023;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7022/3.7023;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7022/3.7023;

40.5704.590



Nakładka celująca L [3.7023]
Aiming block L [3.7023]
Шаблон накладка [3.7023]
Nakładka celująca R [3.7022]
Aiming block R [3.7022]
Шаблон накладка П [3.7022]

40.5732.100

40.5732.200



Przymiar płytki 3.7022.604/ 3.7023.604
Plate 3.7022.604/ 3.7023.604 trial
Мера пластины 3.7022.604/ 3.7023.604

43.7022.604



		
10	209	3.7062.610
12	251	3.7062.612
14	292	3.7062.614
16	333	3.7062.616


							
 3.5210.xxx	✓	✓	✓				5.0
 3.5232.xxx	✓	✓		✓			5.4
 3.5216.xxx	✓		✓				5.0
 3.1471.xxx	✓		✓				4.5
 3.5219.008	✓	✓					5.0
 3.1221.070		✓					



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7062;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7062;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7062;

40.5704.900

7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM 7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ



5	90	3.7093.605
6	108	3.7093.606
8	144	3.7093.608
10	180	3.7093.610
12	216	3.7093.612
14	252	3.7093.614

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti					
	3.5210.xxx	✓	✓	✓		5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓	5.4
	3.5216.xxx	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	✓		✓		4.5
	3.5219.008	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓			



Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7093
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7093
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7093

40.6296.000

40.5702.700	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Tulejka prowadząca 7,0/2,0 Guide sleeve 7.0/2.0 Втулка направляющая 7,0/2,0	2	40.5705.720
	Tulejka prowadząca 7,0/3,2 Guide sleeve 7.0/3.2 Втулка направляющая 7,0/3,2	2	40.5705.732
	Tulejka prowadząca 7,0/4,0 Guide sleeve 7.0/4.0 Втулка направляющая 7,0/4,0	4	40.5705.740
	Prowadnica kompresyjna 3,2 Compression guide 3.2 Направитель компрессионный 3,2	1	40.4802.732
	Wiertło ze skalą 3,2/220 Drill with scale 3.2/220 Сверло с измерительной шкалой 3,2/220	2	40.5650.222
	Wiertło ze skalą 4,0/220 Drill with scale 4.0/220 Сверло с измерительной шкалой 4,0/220	2	40.5651.222
	Wiertło kaniulowane ze skalą 5,0/2,2/220 Cannulated drill with scale 5.0/2.2/220 Сверло канюл.с измеритель.шкалой 5,0/2,2/220	2	40.5652.222
	Drut Kirschnera 2,0/220 Kirschner wire 2.0/220 Спица Киршнера 2,0/220	4	40.4815.220
	Wkręt ustalająco - dociskowy 4,0/180 Setting-compressing screw 4.0/180 Винт установочно-нажимной 4,0/180	2	40.5706.740
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5675.100
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4639.700
	Grot S3,5-1/4 Screwdriver tip S3.5-1/4 Наконечник S3.5-1/4	1	40.5686.000
	Grot T25-1/4 Screwdriver tip T25-1/4 Наконечник T25-1/4	1	40.5684.000
	Rękojeść dynamometr.T ze sprzęgłem 4Nm Torque limiting ratchet handle T 4Nm Динамометрическая рукоятка Т со сцепл. 4Nm	1	40.6660.000
	Zaginak do płytek 4/6 Bender for plates 4/6 Изгибатель пластин 4/6	2	40.4250.000
	Tulejka prowadząca 9/3,2 Guide sleeve 9/3.2 Втулка направляющая 9,3,2	1	40.5707.732

40.5702.700	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Tulejka prowadząca 9/5,0 Guide sleeve 9/5.0 Втулка направляющая 9/5,0	1	40.5654.750
	Tulejka prowadząca 5,0/2,0 Guide sleeve 5.0/2.0 Втулка направляющая 5,0/2,0	1	40.5654.120
	Grot kaniulowany S5-1/4 Cannulated screwdriver tip S5-1/4 Наконечник каниюлированный S5-1/4	1	40.5687.000
	Grot kaniulowany T30-1/4 Cannulated screwdriver tip T30-1/4 Наконечник каниюлированный T30-1/4	1	40.5685.000
	Wkrętak sześciokarbowy kaniulowany T30 Star cannulated screwdriver T30 Отвертка каниюлированная T30	1	40.0672.000
	Wkrętak sześciokarbowy T25 Star screwdriver T25 Отвертка T25	1	40.0671.000
	Wkrętak sześciokątny S3,5 Hexagonal screwdriver S3.5 Отвертка шестигранная S3,5	1	40.0320.000
	Wkrętak kaniulowany S5 Cannulated screwdriver S5 Отвертка каниюлированная S5	1	40.4817.000
	Gwintownik 7,0ChLP - 5,0 Tap 7.0ChLP - 5.0 Метчик 7,0ChLP - 5,0	1	40.5646.000
	Gwintownik HA 4,5 Cortical tap HA 4.5 Метчик HA 4,5	1	40.5647.000
	Wkrętak trójramienny Screwdriver Отвертка	1	40.4746.000
	Statyw na narzędzia do płytki 7,0ChLP Stand for instrument set of 7.0ChLP plate Подставка для инструментов 7,0ChLP пластин	1	40.5703.700
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	1	12.0750.100
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm gray Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200



	Len	Ti
2	59	3.5314.002
3	80	3.5314.003

* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины



Ti						
3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
3.5316.xxx						7.3
3.5219.008	✓	✓				5.0
3.1221.070		✓				





*



4	101	3.5314.004
5	122	3.5314.005
6	143	3.5314.006
7	164	3.5314.007
8	185	3.5314.008


* liczba otworów w części trzonowej płytki
holes number in shaft part of the plate
количество отверстий в диафизарной части пластины

	Ti						
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
	3.1471.xxx	✓		✓			4.5
	3.5316.xxx						7.3
	3.5219.008	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓				




40.6600.000	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ramię celownika Targeter arm Плечо целенаправителя	1	40.6601.000
	Celownik dalszy Distal targeter Целенаправитель дистальный	1	40.6602.000
	Prowadnica wielootworowa Polyhole guide Направитель многоотверстный	1	40.6612.000
	Prowadnica ochronna 9/2 Protective guide 9/2 Направитель-протектор 9/2	3	40.6603.000
	Drut prowadzący 2,8/350 Guide rod 2.8/350 Спица-направитель 2,8/350	2	40.6610.000
	Drut Kirschnera 2,0/385 Kirschner wire 2.0/385 Спица Киршнера 2,0/385	3	40.6604.000
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.6605.000
	Wiertło 7,3/5 Drill 7.3/5 Сверло 7,3/5	1	40.6606.000
	Klucz wkręta 7,3 Screw wrench 7.3 Ключ винта 7,3	1	40.6607.000
	Łącznik Connector Соединитель	1	40.6608.000
	Klucz do wykręcania wkręta 7,3 Wrench for 7.3 screw removal Ключ для выкручивания винта 7,3	1	40.6609.000
	Trokar 7,0 Trocar 7.0 Троакар 7,0	1	40.5695.570

40.6600.000	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Tulejka prowadząca 7,0/4,0 Guide sleeve 7.0/4.0 Втулка направляющая 7,0/4,0	2	40.5690.540
	Tuleja ochronna 9,0/7,0 Protective guide 9.0/7.0 Втулка защитная 9,0/7,0	2	40.5693.570
	Wiertło ze skalą 3,2/300 Drill with scale 3.2/300 Сверло с измерительной шкалой 3,2/300	1	40.5650.301
	Wiertło ze skalą 4,0/300 Drill with scale 4.0/300 Сверло с измерительной шкалой 4,0/300	2	40.5651.301
	Grot T25-1/4 Screwdriver tip T25-1/4 Наконечник T25-1/4	1	40.5684.000
	Grot T30-1/4 Screwdriver tip T30-1/4 Наконечник T30-1/4	1	40.6611.000
	Rękojeść dynamometr.T ze sprzęgłem 4Nm Torque limiting ratchet handle T 4Nm Динамометрическая рукоятка Т со сцепл. 4Nm	1	40.6660.000
	Tuleja prowadząca 8,0/3,2 Guide sleeve 8,0/3,2 Втулка направляющая 8,0/3,2	1	40.5691.532
	Tuleja ochronna 10,0/8,0 Protective guide 10.0/8.0 Втулка защитная 10,0/8,0	1	40.5694.580
	Trokar 8,0 Trocar 8,0 Троакар 8,0	1	40.5696.580
	Zaślepka otworu celownika Targeter end cap Заглушка отверстия целенаправителя	15	40.5612.000
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5700.000
	Łącznik AO 7,0ChLP Connector AO - 7.0ChLP Соединитель AO 7,0ChLP	1	40.4898.070
	Gwintownik 7,0ChLP - 5,0 Tap 7.0ChLP - 5.0 Метчик 7,0ChLP - 5,0	1	40.5646.000
	Gwintownik HA 4,5 Cortical tap HA 4.5 Метчик HA 4,5	1	40.5647.000
	Statyw Stand Подставка	1	40.6619.000



	Ti		
	H	L	R
3		3.7065.030	3.7066.030
5		3.7065.050	3.7066.050
7.5		3.7065.075	3.7066.075
9		3.7065.090	3.7066.090
10		3.7065.100	3.7066.100
11		3.7065.110	3.7066.110
12.5		3.7065.125	3.7066.125
15		3.7065.150	3.7066.150
17.5		3.7065.175	3.7066.175

	Ti						
3.5210.xxx	✓	✓	✓				5.0
3.5232.xxx	✓	✓		✓			5.4
3.5216.xxx	✓			✓			5.0
3.5221.xxx	✓	✓		✓	✓		7.3
3.5224.xxx	✓			✓	✓		7.3
3.5228.xxx	✓	✓		✓			6.5



Używać z dodatkowymi narzędziami:

Use with additional instruments:

Использовать с дополнительными инструментами:

40.5350.600 – Instrumentarium do osteotomii

Instrument set for osteotomy

Инструменты для остеотомии



(H)	Len	Ti
5	125	3.3538.505
7.5		3.3538.507
9		3.3538.509
10		3.3538.510
11		3.3538.511
12.5		3.3538.512
15		3.3538.515
17.5		3.3538.517

	Ti						
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			5.0
	3.5232.xxx	✓	✓		✓		5.4
	3.5216.xxx	✓		✓			5.0
	3.5221.xxx	✓	✓		✓	✓	7.3
	3.5224.xxx	✓			✓	✓	7.3
	3.5228.xxx	✓	✓		✓		6.5
	3.1471.xxx	✓		✓			4.5
	3.5219.008	✓					5.0
	3.1221.070						



Używać z dodatkowymi narzędziami:

Use with additional instruments:

Использовать с дополнительными инструментами:

40.5350.600 – Instrumentarium do osteotomii

Instrument set for osteotomy

Инструменты для остеотомии

40.5350.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Szpilka prowadząca z oczkiem Guide pin with eyelet Спица-направитель с очком	1	40.3943.100
	Celownik do osteotomii Targeter for osteotomy Целенаправитель для остеотомии	1	40.3974.200
	Zestaw do osteotomii Instrument set for osteotomy Инструменты для остеотомии	1	40.5360.000
	Rozszerzacz 20° Reamer 20° Расширитель 20°	2	40.5357.020
	Rozszerzacz 16° Reamer 16° Расширитель 16°	2	40.5357.016
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4639.700
	Prowadnica kompresyjna 3,2 Compression guide 3.2 Направитель компрессионный 3,2	1	40.4802.732
	Drut Kirschnera 2,0/220 Kirschner wire 2.0/220 Спица Киршнера 2,0/220	2	40.4815.220
	Rękojeść dynamometr. T ze sprzęgłem 4Nm Torque limiting ratchet handle T 4Nm Динамометрическая рукоятка T со сцепл. 4Нм	1	40.6660.000
	Drut prowadzący Guide rod Спица-направитель	2	40.5353.000
	Osteotom 25 Osteotome 25 Остеотом 25	1	40.5361.000
	Osteotom 35 Osteotome 35 Остеотом 35	1	40.5362.000
	Aplikator Applicator Апликатор	1	40.5369.000
	Wiertło ze skalą 3,2/220 Drill with scale 3.2/220 Сверло с измерительной шкалой 3,2/220	1	40.5650.222
	Wiertło ze skalą 4,0/220 Drill with scale 4.0/220 Сверло с измерительной шкалой 4,0/220	1	40.5651.222

40.5350.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5675.100
	Grot T25-1/4 Screwdriver tip T25-1/4 Наконечник T25-1/4	1	40.5684.000
	Grot kaniulowany T30-1/4 Cannulated screwdriver tip T30-1/4 Наконечник каниюлированный T30-1/4	1	40.5685.000
	Grot S3,5-1/4 Screwdriver tip S3.5-1/4 Наконечник S3,5-1/4	1	40.5686.000
	Grot kaniulowany S5-1/4 Cannulated screwdriver tip S5-1/4 Наконечник каниюлированный S5-1/4	1	40.5687.000
	Tulejka prowadząca 7,0/4,0 Guide sleeve 7.0/4.0 Втулка направляющая 7,0/4,0	1	40.5705.740
	Tulejka prowadząca 9,0/3,2 Guide sleeve 9.0/3.2 Втулка направляющая 9,0/3,2	1	40.5707.732
	Statyw na implanty do osteotomii Stand for implants for osteotomy Подставка для имплантантов для остеотомии	1	40.5358.000
	Statyw do instrumentarium do osteotomii Stand for instrument set of osteotomy Подставка для инструментов для остеотомии	1	40.5359.600
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	1	12.0750.200
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86mm	1	12.0750.100



	3.5210.xxx	✓		✓	✓			5.0
	3.5232.xxx	✓		✓		✓		5.4
	3.5228.xxx	✓		✓		✓		6.5
	3.5221.xxx	✓		✓		✓	✓	7.3
	3.5224.xxx	✓				✓	✓	7.3
	3.5216.xxx	✓			✓			5.0
	3.1471.xxx	✓			✓			4.5
	3.5219.008	✓		✓				5.0
	3.1448.xxx		✓	✓	✓			5.0
	3.1380.xxx		✓	✓		✓		5.4
	3.1383.xxx		✓	✓		✓		6.5
	3.1664.xxx		✓	✓		✓	✓	7.3
	3.1665.xxx		✓			✓	✓	7.3
	3.1449.xxx		✓		✓			5.0
	3.1443.xxx		✓		✓			4.5
	3.1448.008		✓	✓				5.0
	3.1221.070			✓				




Statyw na wkręty 7,0ChLP;
Stand for screws 7,0ChLP;
Подставка для винтов 7,0ChLP

40.5749.700




7,0ChLP WKREŚ SAMOGWINTUJĄCY 5,0
7,0ChLP SELF-TAPPING SCREW 5.0
7,0ChLP ВИНТ САМОРЕЗ. 5,0



16	3.5210.016	16	3.1448.016
18	3.5210.018	18	3.1448.018
20	3.5210.020	20	3.1448.020
22	3.5210.022	22	3.1448.022
24	3.5210.024	24	3.1448.024
26	3.5210.026	26	3.1448.026
28	3.5210.028	28	3.1448.028
30	3.5210.030	30	3.1448.030
32	3.5210.032	32	3.1448.032
34	3.5210.034	34	3.1448.034
36	3.5210.036	36	3.1448.036
38	3.5210.038	38	3.1448.038
40	3.5210.040	40	3.1448.040
42	3.5210.042	42	3.1448.042
44	3.5210.044	44	3.1448.044
46	3.5210.046	46	3.1448.046
48	3.5210.048	48	3.1448.048
50	3.5210.050	50	3.1448.050
52	3.5210.052	52	3.1448.052
54	3.5210.054	54	3.1448.054
56	3.5210.056	56	3.1448.056
58	3.5210.058	58	3.1448.058
60	3.5210.060	60	3.1448.060
65	3.5210.065	65	3.1448.065
70	3.5210.070	70	3.1448.070
75	3.5210.075	75	3.1448.075
80	3.5210.080	80	3.1448.080
85	3.5210.085	85	3.1448.085
90	3.5210.090	90	3.1448.090
95	3.5210.095	95	3.1448.095

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	4.0	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	4.0	40.5651.222
tulejka prowadząca guide sleeve втулка направляющая	7.0/4.0	40.5705.740
grot screwdriver tip наконечник	S3.5	40.5686.000
grot screwdriver tip наконечник	T25	40.5684.000

WKREŚ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 4,5
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 4.5
ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 4,5




20	3.1471.020	20	3.1443.020
22	3.1471.022	22	3.1443.022
24	3.1471.024	24	3.1443.024
26	3.1471.026	26	3.1443.026
28	3.1471.028	28	3.1443.028
30	3.1471.030	30	3.1443.030
32	3.1471.032	32	3.1443.032
34	3.1471.034	34	3.1443.034
36	3.1471.036	36	3.1443.036
38	3.1471.038	38	3.1443.038
40	3.1471.040	40	3.1443.040
42	3.1471.042	42	3.1443.042
44	3.1471.044	44	3.1443.044
46	3.1471.046	46	3.1443.046
48	3.1471.048	48	3.1443.048
50	3.1471.050	50	3.1443.050
52	3.1471.052	52	3.1443.052
54	3.1471.054	54	3.1443.054
56	3.1471.056	56	3.1443.056
58	3.1471.058	58	3.1443.058
60	3.1471.060	60	3.1443.060
65	3.1471.065	65	3.1443.065
70	3.1471.070	70	3.1443.070
75	3.1471.075	75	3.1443.075
80	3.1471.080	80	3.1443.080
85	3.1471.085	85	3.1443.085
90	3.1471.090	90	3.1443.090
95	3.1471.095	95	3.1443.095

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	3.0	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	3.2	40.5650.222
prowadnica kompresyjna compression guide направитель компрессионный	3.2	40.4802.732
grot screwdriver tip наконечник	S3.5	40.5686.000
grot screwdriver tip наконечник	T25	40.5684.000




7,0ChLP WKREŃ GAŁCZASTY 5,4
7.0ChLP CANCELLOUS SCREW 5.4
7,0ChLP ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ 5,4



35	3.5232.035	35	3.1380.035
40	3.5232.040	40	3.1380.040
45	3.5232.045	45	3.1380.045
50	3.5232.050	50	3.1380.050
55	3.5232.055	55	3.1380.055
60	3.5232.060	60	3.1380.060
65	3.5232.065	65	3.1380.065
70	3.5232.070	70	3.1380.070
75	3.5232.075	75	3.1380.075
80	3.5232.080	80	3.1380.080

7,0ChLP WKREŃ STOŻKOWY KANIULOWANY 7,3X16/30T
7.0ChLP CONICAL CANNULATED SCREW 7.3X16/30T
7,0ChLP ВИНТ КАНИУЛИРОВАННЫЙ КОНИЧЕСКИЙ 7,3X16/30T




50	3.5224.050	50	3.1665.050
55	3.5224.055	55	3.1665.055
60	3.5224.060	60	3.1665.060
65	3.5224.065	65	3.1665.065
70	3.5224.070	70	3.1665.070
75	3.5224.075	75	3.1665.075
80	3.5224.080	80	3.1665.080
85	3.5224.085	85	3.1665.085
90	3.5224.090	90	3.1665.090
95	3.5224.095	95	3.1665.095

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	3.2	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	3.2	40.5650.222
tulejka prowadząca guide sleeve втулка направляющая	3.2	40.5705.732
grot screwdriver tip наконечник	S3.5	40.5686.000
grot screwdriver tip наконечник	T25	40.5684.000

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	5.2	
drut Kirschnera Kirschner wire Спица Киршнера	2.0	40.4815.220
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	5.0/2.0 9.0/5.0	40.5654.120 40.5654.750
wiertło kaniulowane ze skalą cannulated drill with scale сверло каниул.с измерительной шкалой	5.0/2.2	40.5652.222
grot kaniulowany cannulated screwdriver tip наконечник каниулированный	S5	40.5687.000
grot kaniulowany cannulated screwdriver tip наконечник каниулированный	T30	40.5685.000



7,0ChLP WKREŃ STOŻKOWY SAMOGWINTUJĄCY 5,0
7,0ChLP CONICAL SELF - TAPPING SCREW 5.0
7,0ChLP ВИНТ КОНИЧЕСКИЙ САМОРЕЗ 5,0



30	3.5216.030	30	3.1449.030
35	3.5216.035	35	3.1449.035
40	3.5216.040	40	3.1449.040
45	3.5216.045	45	3.1449.045
50	3.5216.050	50	3.1449.050
55	3.5216.055	55	3.1449.055
60	3.5216.060	60	3.1449.060
65	3.5216.065	65	3.1449.065
70	3.5216.070	70	3.1449.070
75	3.5216.075	75	3.1449.075
80	3.5216.080	80	3.1449.080
85	3.5216.085	85	3.1449.085
90	3.5216.090	90	3.1449.090

7,0ChLP WKREŃ GĄBCZASTY 6,5
7,0ChLP CANCELLOUS SCREW 6.5
7,0ChLP ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ 6,5




30	3.5228.030	30	3.1383.030
35	3.5228.035	35	3.1383.035
40	3.5228.040	40	3.1383.040
45	3.5228.045	45	3.1383.045
50	3.5228.050	50	3.1383.050
55	3.5228.055	55	3.1383.055
60	3.5228.060	60	3.1383.060
65	3.5228.065	65	3.1383.065
70	3.5228.070	70	3.1383.070
75	3.5228.075	75	3.1383.075
80	3.5228.080	80	3.1383.080
85	3.5228.085	85	3.1383.085
90	3.5228.090	90	3.1383.090
95	3.5228.095	95	3.1383.095

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	4.0	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	4.0	40.5651.222
tulejka prowadząca guide sleeve втулка направляющая	7.0/4.0	40.5705.740
grot screwdriver tip наконечник	S3.5	40.5686.000
grot screwdriver tip наконечник	T25	40.5684.000

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	3.2	
wiertło ze skalą drill with scale сверло с измерительной шкалой	3.2	40.5650.222
tulejka prowadząca guide sleeve втулка направляющая	9.0/3.2	40.5707.732
grot kaniulowany cannulated screwdriver tip наконечник канюлированный	S5	40.5687.000
grot kaniulowany cannulated screwdriver tip наконечник канюлированный	T30	40.5685.000




7,0ChLP WKREŚ KANIULOWANY 7,3 7,0ChLP CANNULATED SCREW 7,3 7,0ChLP ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 7,3



30	3.5221.030	30	3.1664.030
35	3.5221.035	35	3.1664.035
40	3.5221.040	40	3.1664.040
45	3.5221.045	45	3.1664.045
50	3.5221.050	50	3.1664.050
55	3.5221.055	55	3.1664.055
60	3.5221.060	60	3.1664.060
65	3.5221.065	65	3.1664.065
70	3.5221.070	70	3.1664.070
75	3.5221.075	75	3.1664.075
80	3.5221.080	80	3.1664.080
85	3.5221.085	85	3.1664.085
90	3.5221.090	90	3.1664.090
95	3.5221.095	95	3.1664.095
100	3.5221.100	100	3.1664.100

7,0ChLP WKREŚ OPOROWY 7,0ChLP DISTANCE SCREW 7,0ChLP ВИНТ ДИСТАНЦИОННЫЙ



8	3.5219.008	8	3.1448.008
---	------------	---	------------

7,0ChLP WKREŚ DO CERKLARZU 7,0ChLP CERCLAGE SCREW 7,0ChLP СЕРКЛЯЖНЫЙ ВИНТ



3.1221.070

*Maksymalna średnica drutu 1,5 mm
Wire diameter max. 1.5 mm
Максимальный диаметр спицы 1,5 мм

wkrętać trójkątny screwdriver отвертка	40.4746.000
--	-------------

ŚRUBA TELESKOPOWA 7,3 TELESCOPIC SCREW 7,3 ВИНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 7,3



70	3.5316.070
75	3.5316.075
80	3.5316.080
85	3.5316.085
90	3.5316.090
95	3.5316.095
100	3.5316.100
105	3.5316.105
110	3.5316.110
115	3.5316.115
120	3.5316.120

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	5.2	
drut Kirschnera Kirschner wire Спица Киршнера	2.0	40.4815.220
tuleja prowadząca guide sleeve втулка направляющая	5.0/2.0 9.0/5.0	40.5654.120 40.5654.750
wiertło kaniulowane ze skalą cannulated drill with scale сверло канюлиров.с измер.шкалой	5.0/2.2	40.5652.220
grot kaniulowany cannulated screwdriver наконечник канюлированный	S5	40.5687.000
grot kaniulowany cannulated screwdriver tip наконечник канюлированный	T30	40.5685.000



40.5749.600

Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.
Paleta na płytki 7,0ChLP proste Palette for 7.0ChLP straight plates Поддон для прямых пластин 7,0ChLP				
	Paleta	Palette	Поддон	40.5704.350 1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100 1
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200 1
				40.5704.550

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4023/3.4024 Palette for 7.0ChLP plates - 3.4023/3.4024; Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4023/3.4024				
	Nakładka celująca L [3.4023]	Aiming block [3.4023]	Шаблон накладка Л [3.4023]	40.5725.100 1
	Nakładka celująca R [3.4024]	Aiming block R [3.4024]	Шаблон накладка П [3.4024]	40.5725.200 1
	Tuleja ochronna 9/7	Protective guide 9/7	Втулка защитная 9/7	40.5708.000 2
	Paleta	Palette	Поддон	40.5704.410 1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100 1
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200 1
				40.5704.310
				40.5704.510

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami
implants not included; with additional instruments
без имплантатов; с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4013/3.4014 Palette for 7.0ChLP plates - 3.4013/3.4014; Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4013/3.4014				
	Nakładka celująca L [3.4013]	Aiming block L [3.4013]	Шаблон накладка Л [3.4013]	40.5724.100 1
	Nakładka celująca R [3.4014]	Aiming block R [3.4014]	Шаблон накладка П [3.4014]	40.5724.200 1
	Tuleja ochronna 9/7	Protective guide 9/7	Втулка защитная 9/7	40.5708.000 2
	Paleta	Palette	Поддон	40.5704.420 1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100 1
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200 1
				40.5704.320
				40.5704.520

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami
implants not included; with additional instruments
без имплантатов; с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4009/3.4010;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4009/3.4010;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4009/3.4010



Paleta	Palette	Поддон	40.5704.340	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.5704.540

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.4089/3.4090;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.4089/3.4090;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.4089/3.4090



Nakładka celująca L [3.4089]	Aiming block L [3.4089]	Шаблон накладка Л [3.4089]	40.5709.100	1
Nakładka celująca R [3.4090]	Aiming block R [3.4090]	Шаблон накладка П [3.4090]	40.5709.200	1
Tuleja ochronna 9/7	Protective guide 9/7	Втулка защитная 9/7	40.5708.000	2
Paleta	Palette	Поддон	40.5704.460	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.5704.360

40.5704.560

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami
implants not included; with additional instruments
без имплантатов; с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7054/3.7055
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7054/3.7055
Поддон для пластин 7,0ChLP 3.7054/3.7055



Nakładka celująca L [3.7055]	Aiming block L [3.7055]	Шаблон накладка Л [3.7055]	40.8221.000	1
Nakładka celująca R [3.7054]	Aiming block R [3.7054]	Шаблон накладка П [3.7054]	40.8220.000	1
Tuleja ochronna 9/7	Protective guide 9/7	Втулка защитная 9/7	40.5708.000	2
Paleta	Palette	Поддон	40.6293.000	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.6292.000

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami
implants not included; with additional instruments
без имплантатов; с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7022/3.7023;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7022/3.7023;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7022/3.7023;



Nakładka celująca L [3.7023]	Aiming block L [3.7023]	Шаблон накладка Л [3.7023]	40.5732.100	1
Nakładka celująca R [3.7022]	Aiming block R [3.7022]	Шаблон накладка П [3.7022]	40.5732.200	1
Tuleja ochronna 9/7	Protective guide 9/7	Втулка зажимная 9/7	40.5708.000	2
Paleta	Palette	Поддон	40.5704.490	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.5704.390

40.5704.590

bez implantów; z dodatkowymi narzędziami
implants not included; with additional instruments
без имплантатов; с дополнительными инструментами

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7062;
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7062;
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7062;



Paleta	Palette	Поддон	40.5704.800	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрывка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.5704.900

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta na płytki 7,0ChLP - 3.7093
Palette for 7.0ChLP plates - 3.7093
Поддон для пластин 7,0ChLP - 3.7093



Paleta	Palette	Поддон	40.6296.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm gray	Перфорир.алюм.покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.6296.000

ohne Implantaten; implants not included; implantes no incluidos

Statyw na wkrety 7,0ChLP
Stand for screws 7.0ChLP
Подставка для винтов 7,0ChLP



Stacyw na wkrety 7,0ChLP	Stand for screws 7.0ChLP	Подставка для винтов 7,0ChLP	40.5749.600	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x184mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x135mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x135мм	12.0751.103	1
Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Алюминиевая перфорированная покрывка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.5749.700

bez implantów; implants not included; без имплантатов

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.4031.030 Plate 3.4031.030 trial Мера пластины 3.4031.030	L	43.4031.030
	Przymiar płytki 3.4032.030 Plate 3.4032.030 trial Мера пластины 3.4032.030	R	43.4032.030
	Przymiar płytki 3.4037.603 Plate 3.4037.603 trial Мера пластины 3.4037.603	L	43.4037.603
	Przymiar płytki 3.4038.603 Plate 3.4038.603 trial Мера пластины 3.4038.603	R	43.4038.603
	Przymiar płytki 3.4041.603 Plate 3.4041.603 trial Мера пластины 3.4041.603	L	43.4041.603
	Przymiar płytki 3.4042.603 Plate 3.4042.603 trial Мера пластины 3.4042.603	R	43.4042.603
	Przymiar płytki 3.4043.603 Plate 3.4043.603 trial Мера пластины 3.4043.603	L	43.4043.603
	Przymiar płytki 3.4044.603 Plate 3.4044.603 trial Мера пластины 3.4044.603	R	43.4044.603
	Przymiar płytki 3.4045.603 Plate 3.4045.603 trial Мера пластины 3.4045.603	L	43.4045.603
	Przymiar płytki 3.4046.603 Plate 3.4046.603 trial Мера пластины 3.4046.603	R	43.4046.603
	Przymiar płytki 3.4047.603 Plate 3.4047.603 trial Мера пластины 3.4047.603	L/R	43.4047.603
	Przymiar płytki 3.4048.603 Plate 3.4048.603 trial Мера пластины 3.4048.603	L/R	43.4048.603
	Przymiar płytki 3.4049.604 Plate 3.4049.604 trial Мера пластины 3.4049.604	L	43.4049.604
	Przymiar płytki 3.4050.604 Plate 3.4050.604 trial Мера пластины 3.4050.604	R	43.4050.604
	Przymiar płytki 3.4053.604 Plate 3.4053.604 trial Мера пластины 3.4053.604	L	43.4053.604
	Przymiar płytki 3.4054.604 Plate 3.4054.604 trial Мера пластины 3.4054.604	R	43.4054.604

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.7016.605 Plate 3.7016.605 trial Мера пластины 3.7016.605	R	43.7016.605
	Przymiar płytki 3.7017.605 Plate 3.7017.605 trial Мера пластины 3.7017.605	L	43.7017.605
	Przymiar płytki 3.7069.605 Plate 3.7069.605 trial Мера пластины 3.7069.605	L	43.7069.605
	Przymiar płytki 3.7070.605 Plate 3.7070.605 trial Мера пластины 3.7070.605	R	43.7070.605
	Przymiar płytki 3.7024.502 Plate 3.7024.502 trial Мера пластины 3.7024.502	R	43.7024.502
	Przymiar płytki 3.7025.502 Plate 3.7025.502 trial Мера пластины 3.7025.502	L	43.7025.502
	Przymiar płytki 3.7026.502 Plate 3.7026.502 trial Мера пластины 3.7026.502	R	43.7026.502
	Przymiar płytki 3.7027.502 Plate 3.7027.502 trial Мера пластины 3.7027.502	L	43.7027.502
	Przymiar płytki 3.7028.502 Plate 3.7028.502 trial Мера пластины 3.7028.502	L/R	43.7028.502

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.4011.505 Plate 3.4011.505 trial Мера пластины 3.4011.505	L	43.4011.505
	Przymiar płytki 3.4012.505 Plate 3.4012.505 trial Мера пластины 3.4012.505	R	43.4012.505
	Przymiar płytki 3.4034.504 Plate 3.4034.504 trial Мера пластины 3.4034.504	L/R	43.4034.504
	Przymiar płytki 3.4039.506 Plate 3.4039.506 trial Мера пластины 3.4039.506	L	43.4039.506
	Przymiar płytki 3.4040.506 Plate 3.4040.506 trial Мера пластины 3.4040.506	R	43.4040.506
	Przymiar płytki 3.4051.506 Plate 3.4051.506 trial Мера пластины 3.4051.506	L	43.4051.506
	Przymiar płytki 3.4052.506 Plate 3.4052.506 trial Мера пластины 3.4052.506	R	43.4052.506
	Przymiar płytki 3.4097.504 Plate 3.4097.504 trial Мера пластины 3.4097.504	L	43.4097.504
	Przymiar płytki 3.4098.504 Plate 3.4098.504 trial Мера пластины 3.4098.504	R	43.4098.504
	Przymiar płytki 3.7000.504 Plate 3.7000.504 trial Мера пластины 3.7000.504	R	43.7000.504
	Przymiar płytki 3.7001.504 Plate 3.7001.504 trial Мера пластины 3.7001.504	L	43.7001.504
	Przymiar płytki 3.7002.504 Plate 3.7002.504 trial Мера пластины 3.7002.504	R	43.7002.504
	Przymiar płytki 3.7003.504 Plate 3.7003.504 trial Мера пластины 3.7003.504	L	43.7003.504
	Przymiar płytki 3.7014.505 Plate 3.7014.505 trial Мера пластины 3.7014.505	R	43.7014.505
	Przymiar płytki 3.7015.505 Plate 3.7015.505 trial Мера пластины 3.7015.505	L	43.7015.505
	Przymiar płytki 3.7029.605 Plate 3.7029.605 trial Мера пластины 3.7029.605	L	43.7029.605
	Przymiar płytki 3.7030.605 Plate 3.7030.605 trial Мера пластины 3.7030.605	R	43.7030.605
	Przymiar płytki 3.7033.004 Plate 3.7033.004 trial Мера пластины 3.7033.004	L/R	43.7033.004

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.7034.004 Plate 3.7034.004 trial Мера пластины 3.7034.004	L/R	43.7034.004
	Przymiar płytki 3.7035.004 Plate 3.7035.004 trial Мера пластины 3.7035.004	L/R	43.7035.004
	Przymiar płytki 3.7036.606 Plate 3.7036.606 trial Мера пластины 3.7036.606	R	43.7036.606
	Przymiar płytki 3.7037.606 Plate 3.7037.606 trial Мера пластины 3.7037.606	L	43.7037.606
	Przymiar płytki 3.7038.606 Plate 3.7038.606 trial Мера пластины 3.7038.606	R	43.7038.606
	Przymiar płytki 3.7039.606 Plate 3.7039.606 trial Мера пластины 3.7039.606	L	43.7039.606
	Przymiar płytki 3.7040.606 Plate 3.7040.606 trial Мера пластины 3.7040.606	R	43.7040.606
	Przymiar płytki 3.7041.606 Plate 3.7041.606 Мера пластины 3.7041.606	L	43.7041.606
	Przymiar płytki 3.7048.508 Plate 3.7048.508 trial Мера пластины 3.7048.508	R	43.7048.508
	Przymiar płytki 3.7049.508 Plate 3.7049.508 trial Мера пластины 3.7049.508	L	43.7049.508
	Przymiar płytki 3.7071.606 Plate 3.7071.606 trial Мера пластины 3.7071.606	L	43.7071.606
	Przymiar płytki 3.7072.606 Plate 3.7072.606 trial Мера пластины 3.7072.606	R	43.7072.606
	Przymiar płytki 3.7073.606 Plate 3.7073.606 trial Мера пластины 3.7073.606	L	43.7073.606
	Przymiar płytki 3.7074.606 Plate 3.7074.606 trial Мера пластины 3.7074.606	R	43.7074.606

PRZYMIAR PŁYTKI 3.4025 ÷ 3.4028
PLATE 3.4025 ÷ 3.4028 TRIAL
МЕРА ПЛАСТИНЫ 3.4025 ÷ 3.4028



	(H)	(L)	(R)
12	43.4025.505	43.4026.505	
15	43.4027.505	43.4028.505	

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.4009.606 Plate 3.4009.606 trial Мера пластины 3.4009.606	L	43.4009.606
	Przymiar płytki 3.4010.606 Plate 3.4010.606 trial Мера пластины 3.4010.606	R	43.4010.606
	Przymiar płytki 3.4013.605 Plate 3.4013.605 trial Мера пластины 3.4013.605	L	43.4013.605
	Przymiar płytki 3.4014.605 Plate 3.4014.605 trial Мера пластины 3.4014.605	R	43.4014.605
	Przymiar płytki 3.4023.606 Plate 3.4023.606 trial Мера пластины 3.4023.606	L	43.4023.606
	Przymiar płytki 3.4024.606 Plate 3.4024.606 trial Мера пластины 3.4024.606	R	43.4024.606
	Przymiar płytki 3.4089.604 Plate 3.4089.604 trial Мера пластины 3.4089.604	L	43.4089.604
	Przymiar płytki 3.4090.604 Plate 3.4090.604 trial Мера пластины 3.4090.604	R	43.4090.604
	Przymiar płytki 3.7022.604/3.7023.604 Plate 3.7022.604/3.7023.604 trial Мера пластины 3.7022.604/3.7023.604	L/R	43.7022.604

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Skrobaczka 6 mm, 180 mm Raspator 6 mm, 180 mm Распатор 6 мм, 180 мм	30.4060
	Skrobaczka 6 mm, 190 mm Raspator 6 mm, 190 mm Распатор 6 мм, 190 мм	30.4063
	Skrobaczka 13 mm, 200 mm Raspator 13 mm, 200 mm Распатор 13 мм, 200 мм	30.4064
	Skrobaczka 13 mm, 200 mm Raspator 13 mm, 200 mm Распатор 13 мм, 200 мм	30.4065
	Podważka Buck-Gramcko 7,5 mm BUCK-GRAMCKO elevator 7.5 mm Элеватор Buck-Gramcko 7,5 мм	40.2185
	Podważka Mini-Hohmann 6 MINI-HOHMANN elevator 6 Элеватор Мини-Hohmann 6	40.2186
	Podważka Mini-Hohmann 8 MINI-HOHMANN elevator 8 Элеватор Мини-Hohmann 8	40.2187
	Podważka 15 Elevator 15 Элеватор 15	40.2188
	Podważka Hohmann 17 HOHMANN elevator 17 Элеватор Hohmann 17	40.2195
	Ustalacz odłamów kości 120 mm Bone holding forceps 120 mm Костодержатель 120 мм	40.4149
	Ustalacz odłamków kości 135 mm Bone holding forceps 135 mm Костодержатель 135 мм	40.4150

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ustalcz odłamków kości 140 mm Bone holding forceps 140 mm Костодержатель 140 мм	40.4153
	Ustalcz odłamków kości 180 mm Bone holding forceps 180 mm Костодержатель 180 мм	40.7262
	Ustalcz odłamków kości 170 mm Bone holding forceps 170 mm Костодержатель 170 мм	40.7261
	Ustalcz odłamków kości 205 mm Bone holding forceps 205 mm Костодержатель 205 мм	40.7263
	Ustalcz odłamków kości 210 mm Bone holding forceps 210 mm Костодержатель 210 мм	40.4152

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge-Baby 175 mm VERBRUGGE-BABY bone holding forceps 175 mm Костодержатель Verbrugge-Baby 175 мм	40.4228.100
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge-Baby 175 mm VERBRUGGE-BABY bone holding forceps 175 mm Костодержатель Verbrugge-Baby 175 мм	40.4228
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge 250 mm VERBRUGGE bone holding forceps 250 mm VERBRUGGE bone holding forceps 250 mm	40.4225
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge 260 mm VERBRUGGE bone holding forceps 260 mm Костодержатель Verbrugge 260 мм	40.4226
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge 2,5x150 mm VERBRUGGE bone holding forceps 2.5x150mm Костодержатель Verbrugge 2,5x150 мм	40.4229
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge 6,5x190 mm VERBRUGGE bone holding forceps 6.5x190 mm Костодержатель Verbrugge 6,5x190 мм	40.4230
	Ustalczał odłamków kości Verbrugge 9,5x240 mm VERBRUGGE bone holding forceps 9.5x240 mm Костодержатель Verbrugge 9,5x240 мм	40.4231
	Ustalczał odłamków kości 160 mm Bone holding forceps 160 mm Костодержатель 160 мм	40.4157
	Ustalczał odłamków kości 240 mm Bone holding forceps 240 mm Костодержатель 240 мм	40.4158
	Ustalczał odłamków kości nr 0 Bone holding forceps no. 0 Костодержатель № 0	40.0100
	Ustalczał odłamków kości nr 1 Bone holding forceps no. 1 Костодержатель № 1	40.0101
	Ustalczał odłamków kości nr 2 Bone holding forceps no. 2 Костодержатель № 2	40.0102
	Ustalczał odłamków kości nr 3 Bone holding forceps no. 3 Костодержатель № 3	40.0103

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Odgryzacz Luer 150 mm LUER bone rongeur 150 mm Кусачки костные Luer 150 мм	40.3820
	Odgryzacz Ruskin 180/4 mm RUSKIN bone rongeur 180/4 mm Кусачки костные Ruskin 180/4 мм	40.3318
	Kleszcze do cięcia kości Liston Mini 150 mm Mini LISTON bone cutting forceps 150 mm Клещи костные Liston Мини 150 мм	40.3900
	Kleszcze do wyginania drutu zak. ostro 14 cm Wire bending forceps with sharp ends 14 cm Клещи для изгибания проволоки остроконечные 14 см	40.4444
	Kleszcze do gięcia drutu 17 cm Wire bending pliers 17 cm Плоскогубцы для проволоки 17см	40.3185

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Rozszerzacz Inge 6mm, 17 cm INGE reamer 6mm, 17 cm Расширитель Inge 6mm, 17 cm	40.1392
	Rozszerzacz Inge 6mm, 17 cm INGE reamer 6mm, 17 cm Расширитель Inge 6mm, 17 cm	40.1394
	Osteotom Lambotte Mini 6x125 mm LAMBOTTE osteotome mini 6x125 mm Остеотом Lambotte мини 6x125 мм	40.0223
	Osteotom Lambotte 13x250 mm LAMBOTTE osteotome 13x250 mm Остеотом Lambotte 13x250 мм	40.0213
	Łyżeczka kostna Volkman 17 cm, 00 VOLKMANN bone curette 17 cm, 00 Ложечка костная Volkman 17cm, 00	40.3985
	Łyżeczka kostna Volkman 17 cm, 0 VOLKMANN bone curette 17 cm, 0 Ложечка костная Volkman 17cm, 0	40.3986
	Naczyk Retractor Крючок	40.3599
	Chwytnik wkrętów 3,5 mm - 6,5 mm Holder for 3.5 mm - 6.5 mm screws Захват для винтов 3,5 мм - 6,5 мм	40.7271
	Chwytnik wkrętów 1,5 mm - 2,7 mm Holder for 1.5 mm - 2.7 mm screws Захват для винтов 1,5 мм - 2,7мм	40.7272

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 255X250X50 mm	12.0321.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 255X250X70 mm	12.0321.070
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 540X250X50 mm	12.0318.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 540X250X70 mm	12.0318.070
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 480X250X50 mm	12.0320.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 480X250X70 mm	12.0320.070
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 250X235 mm	12.0719
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 470X230 mm	12.0725
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 520X230 mm	12.0723
	Pokrywa aluminiowa perfor. Perforated aluminum cover Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15mm Szara	12.0751.200
	Kontener z litym dnem Container with solid bottom Контейнер со сплошным дном 1/2 306X272X85 mm	12.0751.100

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100

Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница
Indeks		3.4032	47	3.4073	35	104, 105, 106, 113, 114, 117, 119	
3.1214	89	3.4032.030	126	3.4074	42	3.5314	109, 110
3.1220		3.4033	72	3.4075	42	3.5316	109, 110, 121
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,		3.4034	75	3.4080	58	3.7000	82
20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 88, 90		3.4034.504	75, 128	3.4081	66	3.7000.504	82, 128
3.1220.	84	3.4037	19, 22	3.4084	41	3.7001	82
3.1221.050		3.4037.603	22, 126	3.4085	39	3.7001.504	82, 128
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.4038	19, 22	3.4086	39	3.7002	83
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.4038.603	22, 126	3.4087	40	3.7002.504	83, 128
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92		3.4039	73	3.4088	40	3.7003	83
3.1221.070		3.4039.506	73, 128	3.4089	102	3.7003.504	83, 128
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,		3.4040	73	3.4089.604	102, 130	3.7014	61
106, 109, 110, 114, 117, 121		3.4040.506	73, 128	3.4090	102	3.7014.505	61, 128
3.1283	88, 90	3.4041	19, 21	3.4090.604	102, 130	3.7015	61
3.1289	88, 89	3.4041.603	21, 126	3.4097	76	3.7015.505	61, 128
3.1289.006	88, 92	3.4042	19, 21	3.4098	76	3.7016	11
3.1290	88, 91	3.4042.603	21, 126	3.4098.504	76, 128	3.7016.605	127
3.1306	58, 59, 60, 61, 65, 67,	3.4043	19, 25	3.5164	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,	3.7017	11
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.4043.603	25, 126	17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,		3.7017.605	127
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90		3.4044	19, 25	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,		3.7020	46
3.1379	88, 91	3.4044.603	25, 126	42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56		3.7021.041	32
3.1380	117, 119	3.4045	19, 23	3.5165	9, 10, 11, 12, 13, 14,	3.7022	104
3.1383	117, 120	3.4045.603	23, 126	15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,		3.7022.604	130
3.1443	117, 118	3.4046	19, 23	29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,		3.7023	104
3.1448	117, 118, 121	3.4046.603	23, 126	40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 55, 56		3.7024	29
3.1448.008	117	3.4047	19, 20	3.5200		3.7024.502	29, 127
3.1449	117, 120	3.4047.603	20, 126	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.7025	29
3.1471	98, 99, 100, 101, 102, 103,	3.4048	19, 24	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.7025.502	29, 127
104, 105, 106, 110, 114, 117, 118		3.4048.603	24, 126	78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89		3.7026	29
3.1664	117, 121	3.4049	9	3.5205		3.7026.502	29, 127
3.1665	117, 119	3.4049.604	9, 126	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.7027	29
3.3155	98	3.4050	9	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.7027.502	29, 127
3.3157	65	3.4050.604	9, 126	78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91		3.7028	30
3.3538	114	3.4051	74	3.5207.006		3.7028.502	30, 127
3.4009	101	3.4051.506	74, 128	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.7029	71
3.4009.606	101, 130	3.4052	74	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.7029.605	71, 128
3.4010	101	3.4052.506	74, 128	78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92		3.7030	71
3.4010.606	101, 130	3.4053	10	3.5210		3.7030.605	71, 128
3.4011	67	3.4053.604	10, 126	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,		3.7033	84
3.4011.505	67, 128	3.4054	10	106, 109, 110, 113, 114, 117, 118		3.7033.004	84, 128
3.4012	67	3.4054.604	10, 126	3.5216	98, 99, 100, 101, 102, 103,	3.7034	84
3.4012.505	67, 128	3.4057	63	104, 105, 106, 113, 114, 117, 120		3.7034.004	84, 129
3.4013	100	3.4058	63	3.5219.008		3.7035	84
3.4013.605	100, 130	3.4059	64	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,		3.7035.004	84, 129
3.4014	100	3.4060	64	106, 109, 110, 114, 117, 121		3.7036	77, 96
3.4014.605	100, 130	3.4061	33	3.5221	99, 104, 113, 114, 117, 121	3.7036.606	129
3.4022	59	3.4062	49	3.5224	99, 104, 113, 114, 117, 119	3.7037	77, 96
3.4023	99	3.4063	34	3.5225		3.7037.606	77, 129
3.4023.606	99, 130	3.4064	34	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.7038	78, 96
3.4024	99	3.4065	48	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.7038.606	129
3.4024.606	99, 130	3.4066	35	78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89		3.7039	78, 96
3.4025	60, 129	3.4067	36	3.5228	99, 104, 113, 114, 117, 120	3.7039.606	129
3.4026	60	3.4068	36	3.5231		3.7040	79, 96
3.4027	60	3.4069	37	58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,		3.7040.606	129
3.4028	60	3.4070	38	68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,		3.7041	79, 96
3.4031	47	3.4071	38	78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91		3.7041.606	129
3.4031.030	126	3.4072	43	3.5232	98, 99, 100, 101, 102, 103,	3.7048	62

Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница
3.7048.508	62, 129	87, 108, 116, 123, 124, 125, 137		40.4149	131	40.5667.700	86
3.7049	62	12.0751.100	26, 27,	40.4150	131	40.5668.700	87
3.7049.508	62, 129	31, 44, 50, 93, 94, 95, 96, 97, 125, 136		40.4152	132	40.5671.000	75, 95
3.7054	103	12.0751.102	94, 96, 97	40.4153	132	40.5672.000	94, 95, 96, 97
3.7055	103	12.0751.103	125	40.4157	133	40.5673.715	86
3.7060	51, 52, 53, 54	12.0751.200	26, 27,	40.4158	133	40.5673.718	86, 89
3.7061	51, 52, 53, 54	31, 44, 50, 93, 94, 95, 96, 97, 125, 136		40.4225	133	40.5673.725	86, 91
3.7062	105	14.0204.103	52	40.4226	133	40.5673.728	86, 89, 91
3.7065	113	14.0204.104	52	40.4228	133	40.5674.728	86
3.7066	113	14.0204.201	53	40.4228.100	133	40.5675.100	86, 107, 116
3.7067	85	14.0204.203	54	40.4229	133	40.5676.000	86, 89, 90, 91
3.7068	85	14.0204.601	52	40.4230	133	40.5677.000	86, 89, 90, 91
3.7069	12	15.0204.001	52	40.4231	133	40.5678.000	28
3.7069.605	127	15.0204.201	52, 53	40.4250.000	87, 107	40.5682.000	
3.7070	12	15.0204.202	52	40.4444	134		28, 31, 45, 50, 53, 56, 57
3.7070.605	127	15.0204.203	54	40.4592.220	86	40.5684.000	
3.7071	80, 96	30.3303.000	28, 31, 45, 50	40.4639.500	86		107, 112, 116, 118, 119, 120
3.7071.606	129	30.4060	131	40.4639.700	107, 115	40.5685.000	108, 116, 119, 120, 121
3.7072	80, 96	30.4063	131	40.4640.000	28, 31, 45, 50, 53	40.5686.000	107, 116, 118, 119, 120
3.7072.606	129	30.4064	131	40.4643.000	28, 31, 45	40.5687.000	108, 116, 119, 120, 121
3.7073	81, 96	30.4065	131	40.4746.000	87, 108, 121	40.5690.540	112
3.7073.606	129	40.0100	133	40.4802.732	107, 115, 118	40.5691.532	112
3.7074	81, 96	40.0101	133	40.4804.700	86, 90	40.5693.570	112
3.7074.606	129	40.0102	133	40.4814.000	28, 31, 45, 50	40.5694.580	112
3.7075	17	40.0103	133	40.4815.220	86, 107, 115, 119, 121	40.5695.570	111
3.7076	17	40.0213	135	40.4817.000	108	40.5696.580	112
3.7077	18	40.0223	135	40.4818.000	45	40.5700.000	112
3.7078	18	40.0320.000	108	40.4818.100	28, 31, 53	40.5702.700	107
3.7079	15	40.0321.000	87	40.4896.018	28, 31, 45, 50, 53, 56	40.5703.700	108
3.7080	15	40.0669.000	57, 90	40.4897.018	28, 31, 45, 57, 90	40.5704.310	123
3.7081	16	40.0669.100	28, 31, 45, 50	40.4898.070	112	40.5704.320	123
3.7082	16	40.0670.000	87	40.5270.400	107, 112, 115	40.5704.340	124
3.7083	13	40.0671.000	108	40.5350.600	113, 114, 115	40.5704.350	123
3.7084	13	40.0672.000	108	40.5353	115	40.5704.360	124
3.7085	14	40.1392	135	40.5357.016	115	40.5704.390	124
3.7086	14	40.1394	135	40.5357.020	115	40.5704.410	123
3.7091	68	40.2063.181		40.5358.000	116	40.5704.420	123
3.7092	68	28, 31, 45, 50, 53, 56, 57, 90		40.5359.600	116	40.5704.460	124
3.7093	106	40.2063.222	86, 89	40.5360.000	115	40.5704.490	124
3.7094	69	40.2185	131	40.5361.000	115	40.5704.510	99, 123
3.7095	70	40.2185.000	53	40.5362.000	115	40.5704.520	100, 123
4.5235	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57	40.2186	131	40.5369.000	115	40.5704.540	101, 124
12.0318.050	136	40.2187	131	40.5612.000	112	40.5704.550	98, 123
12.0318.070	136	40.2188	131	40.5635.100	86	40.5704.560	102, 124
12.0320.050	136	40.2195	131	40.5646.000	108, 112	40.5704.590	104, 124
12.0320.070	136	40.2548.000	87	40.5647.000	108, 112	40.5704.800	125
12.0321.050	136	40.3185	134	40.5650.222	107, 115, 118, 119, 120	40.5704.900	105, 106, 125
12.0321.070	136	40.3318	134	40.5650.301	112	40.5705.720	107
12.0719	136	40.3599	135	40.5651.222	107, 116, 118, 120	40.5705.732	107, 119
12.0723	136	40.3820	134	40.5651.301	112	40.5705.740	107, 116, 118, 120
12.0725	136	40.3900	134	40.5652.220	121	40.5706.740	107
12.0750.100		40.3943.100	115	40.5652.222	107, 119	40.5707.732	107, 116, 120
87, 108, 116, 123, 124, 125, 137		40.3974.200	115	40.5653.222	86, 89, 91	40.5708.000	123, 124
12.0750.200		40.3985	135	40.5654.120	108, 119, 121	40.5709.100	102, 124
		40.3986	135	40.5654.750	108, 119, 121	40.5709.200	102, 124
		40.4146.000	50	40.5661.000	87	40.5710.020	44

Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный Но.	Strona Page Страница
40.5710.141	26	40.5758.140	93	40.6611.000	112	43.4053.604	10, 126
40.5711.000	44, 45	40.5758.150	93	40.6612.000	111	43.4054.604	10, 126
40.5711.200	26, 28	40.5758.160	97	40.6619.000	112	43.4089.604	102, 130
40.5712.000	45	40.5758.190	94	40.6650.000	28, 31, 45, 50, 53	43.4090.604	102, 130
40.5712.100	28	40.5758.210	95	40.7261	132	43.4097.504	76, 128
40.5713.040		40.5758.270	95	40.7262	132	43.4098.504	76, 128
9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26		40.5758.280	95	40.7263	132	43.7000.504	82, 128
40.5713.050	27	40.5758.310	97	40.7271	135	43.7001.504	82, 128
40.5713.150		40.5758.320	96	40.7272	135	43.7002.504	83, 128
13, 14, 15, 16, 17, 18, 27		40.5758.510	75, 95	40.8210.000	77, 96	43.7003.504	83, 128
40.5713.230	31	40.5758.520	67, 94	40.8211.000	77, 96	43.7014.505	61, 128
40.5713.330	29, 30, 31	40.5758.550	65, 93	40.8212.000	78, 96	43.7015.505	61, 128
40.5714.020	32, 33, 34,	40.5758.560	72, 94	40.8213.000	78, 96	43.7016.605	11, 127
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44		40.5758.570	73, 95	40.8214.000	79, 96	43.7017.605	11, 127
40.5723.100	74, 95	40.5758.580	74, 95	40.8215.000	79, 96	43.7022.604	104, 130
40.5723.200	74, 95	40.5758.600	59, 93	40.8216.000	80, 96	43.7024.502	29, 127
40.5724.100	100, 123	40.5758.610	82, 83, 97	40.8217.000	80, 96	43.7025.502	29, 127
40.5724.200	100, 123	40.5758.620	76, 96	40.8218.000	81, 96	43.7026.502	29, 127
40.5725.100	99, 123	40.5758.630	61, 93	40.8219.000	81, 96	43.7027.502	29, 127
40.5725.200	99, 123	40.5758.640	62, 93	40.8220.000	103	43.7028.502	30, 127
40.5726.100	73, 95	40.5758.650	60, 93	40.8221.000	103, 124	43.7029.605	71, 128
40.5726.200	73, 95	40.5758.660	84, 97	40.8222.000	68, 94	43.7030.605	71, 128
40.5727.100	11	40.5758.690	71, 94	40.8223.000	68, 94	43.7033.004	84, 128
40.5727.200	11	40.5912.222	86, 90, 91	40.8224.000	69, 70	43.7034.004	84, 129
40.5728.100	82, 97	40.5928.018	28, 31, 50, 53, 57	40.8225.000	70	43.7035.004	84, 129
40.5728.200	82, 97	40.5987.024	28	43.4009.606	101, 130	43.7036.606	77, 129
40.5729.100	83, 97	40.5988	28	43.4010.606	101, 130	43.7037.606	77, 129
40.5729.200	83, 97	40.5989.000	28, 53	43.4011.505	67, 128	43.7038.606	78, 129
40.5731.100	76, 96	40.6268.000	97	43.4012.505	67, 128	43.7039.606	78, 129
40.5731.200	76, 96	40.6269.000	85, 97	43.4013.605	100, 130	43.7040.606	79, 129
40.5732.100	104, 124	40.6278.000	54	43.4014.605	100, 130	43.7041.606	79, 129
40.5732.200	104, 124	40.6281.100	54	43.4023.606	99, 130	43.7048.508	62, 129
40.5736.100	9	40.6282.100	54	43.4024.606	99, 130	43.7049.508	62, 129
40.5736.200	9	40.6283.000	53	43.4025.505	60, 129	43.7069.605	12, 127
40.5737.100	10	40.6284.000	53	43.4026.505	60, 129	43.7070.605	12, 127
40.5737.200	10	40.6285.000	54	43.4027.505	60, 129	43.7071.606	80, 129
40.5741.200	50	40.6291.000	77, 78, 79, 80, 81, 96	43.4028.505	60, 129	43.7072.606	80, 129
40.5741.300	46, 47, 48, 49, 50	40.6291.100	96	43.4031.030	126	43.7073.606	81, 129
40.5742.100	85, 97	40.6291.200	96	43.4032.030	126	43.7074.606	81, 129
40.5742.200	85, 97	40.6292.000	103, 124	43.4037.603	22, 126		
40.5743.100	12	40.6293.000	124	43.4038.603	22, 126		
40.5743.200	12	40.6294.000	68, 94	43.4039.506	73, 128		
40.5748.600	92, 97	40.6295.000	94	43.4040.506	73, 128		
40.5748.700	88, 97	40.6296.000	125	43.4041.603	21, 126		
40.5749.600	122, 125	40.6296.100	125	43.4042.603	21, 126		
40.5749.700	117, 125	40.6600.000	111	43.4043.504	75, 128		
40.5758.010	95	40.6601.000	111	43.4043.603	25, 126		
40.5758.020	94	40.6602.000	111	43.4044.603	25, 126		
40.5758.050	93	40.6603.000	111	43.4045.603	23, 126		
40.5758.060	94	40.6604.000	111	43.4046.603	23, 126		
40.5758.070	95	40.6605.000	111	43.4047.603	20, 126		
40.5758.080	95	40.6606.000	111	43.4048.603	24, 126		
40.5758.100	93	40.6607.000	111	43.4049.604	9, 126		
40.5758.110	97	40.6608.000	111	43.4050.604	9, 126		
40.5758.120	96	40.6609.000	111	43.4051.506	74, 128		
40.5758.130	93	40.6610.000	111	43.4052.506	74, 128		

ChM Ltd.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
POLAND
tel.: +48 85 713 13 20
fax: +48 85 713 13 19
www.chm.eu